

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

EL&FLEX

JUILLET 2024

Poids sans batteries : 27 kg
 Poids avec batteries : 30,5 kg
 Vitesse max : 6,5 km/h
 Autonomie max. : 30 km par charge
 Moteurs : x 2 (Brushless de 250 W)
 Batteries : x 2 Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
 Rayon de braquage : 78 cm

Roues : 8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
 Pente max. : 9 degrés
 Hauteur d'assise : 52 cm
 Largeur assise coussin : 45 cm
 Largeur assise avec kit élargisseur : 50 ou 55 cm
 Profondeur d'assise : 43-48 cm
 Accoudoirs : relevables

Dossier : Inclinaison jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
 Dimensions : 95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)
 Dimensions plié : 75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)
 Poids max. utilisateur : 120 kg
 Pression d'air roues arrière : 2,5 kg

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle F AA1	7350006080685		3 308,06 €	3 490,00 €	9179070 : 3 487,95 €

Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)

Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006080241		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm	7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 47,5 cm	7350006084256		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 52,5 cm	7350006084263		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm	7350006084683		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm	7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales	7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Coussin chauffant	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Extension de repose-pieds	7350006081019		36,02 €	38,00 €	
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Kit A tierce personne	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006080784		33,18 €	35,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006080968		36,02 €	38,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081941		60,66 €	64,00 €	
Manette à clé sans fauteuil	7350006081965		302,37 €	319,00 €	
Manette à clé avec fauteuil	7350006081743		156,40 €	165,00 €	
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Poignées droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		254,98 €	269,00 €	
Repose jambes droit	7350006082016		150,71 €	159,00 €	
Repose jambes gauche	7350006082023		150,71 €	159,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date : Nom client final :

Signature client (bon pour accord) : Remarques :