

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle P AA1	7350006080531		3 687,20 €	3 890,00 €	9179070 : 3 487,95 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006080241		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080111 7350006080371		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm*	7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm	7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales	7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Extension de repose-pieds	7350006081019		36,02 €	38,00 €	
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Kit A tierce personne	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006080784		33,18 €	35,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006080968		36,02 €	38,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm	7350006084058		65,40 €	69,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm	7350006084065		65,40 €	69,00 €	
Manette à clé sans fauteuil	7350006081965		302,37 €	319,00 €	
Manette à clé avec fauteuil	7350006081743		156,40 €	165,00 €	
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Repose jambes droit	7350006082085		150,71 €	159,00 €	
Repose jambes gauche	7350006082092		150,71 €	159,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	

* Utilisateur max. 135 kg

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date : Nom client final :

Signature client (bon pour accord) : Remarques :



ASSISTANCE DE RELEVAGE



- Assise avec assistance électrique de levage
- Barre confort
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible et rabattable
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables arrière

LPP : 9179070

LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006080531

ACCESSOIRES (en options)

Poids sans batteries	30 kg
Poids avec batteries	33,5 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km + 15 km si 3 ^{ème} batterie
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	85 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	54 cm
Largeur d'assise	Coussin de série 45 cm Possibilités 50 ou 55 cm (kits élargisseurs en option)
Profondeur d'assise	43 cm - 48 cm
Inclinaison d'assise	de 0 à 45°
Poids utilisateur	Max 160 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Dimensions	90 cm (H) x 62 cm (L) x 107 cm (P)
Dimensions plié	74 cm (H) x 62 cm (L) x 40 cm (P)

- Adaptateur chargeur direct
 - Appui-tête réglable
 - Batterie (3^{ème})
 - Coussin 10 cm
 - Extension repose-pieds
 - Housse de protection
 - Housse de transport
 - Kit A tierce personne
 - Kit de direction et feux stop
 - Kit élargisseurs
 - Kits extension manette
 - Manette à clé
 - Pneus confort arrière
 - Poignées arrière droite et gauche
 - Pompe à air
 - Potence de direction
 - Rampes (x2)
 - Repose jambes
 - Roues confort avant
 - Sacoche latérale
 - Sac de dossier
 - Support de canne
 - Support manette gaucher
 - Système chauffant pour coussin
- Gamme Ease :
- Ease One 42,5 cm : coussin cassette
 - Ease One 42,5 cm - Housse protection incontinence
 - Ease Wedge : coussin grandes jambes
 - Ease Lumbar : support lombaires
 - Ease Rest : housse accoudoir
 - Ease Tube : support dorsales

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire
Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.