

D2

FRE
Classe B

- Barre confort
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible et rabattable
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables arrière



Prix public LPPR/PLV : 3882,08 €

- Forfait MAD1 Niveau 2
250,00 € (LPPR)
- Forfait de livraison
50,00 € (LPPR)

Adjonctions disponibles

- Commande tierce personne
Kit A - 1500,00 € (LPPR)
- PAP membres inférieurs
Coussin ease - 600,00 € (LPPR)

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006080616
Poids sans batteries	30 kg
Poids avec batteries	34 kg
Poids divisé	14 kg et 16 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km + 15 km si 3 ^{ème} batterie ajoutée
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	89 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	50 cm
Largeur d'assise	De série 45 cm Possibilités 48 - 50 - 55 cm
Profondeur d'assise	44 cm - 47 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Dimensions	96 cm (H) x 62 cm (L) x 107 cm (P)
Dimensions plié	76 cm (H) x 62 cm (L) x 45 cm (P)
Dimensions partie haute	67 cm (H) x 62 cm (L) x 50 cm (P)
Dimensions partie basse	52 cm (H) x 62 cm (L) x 35 cm (P)
Garantie	2 ans hors pièces d'usure (6 mois) et batteries (1 an)



Copyright Elaflex - Photos non contractuelles

ELAFLEX

D2

FRE
Classe B☐ DEVIS (valable 1 mois)☐ COMMANDE

EL&FLEX

SEPTEMBRE 2026

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
MODÈLE ET PACKAGES					
Eloflex modèle D2	7350006080616		3 679,70 €	3 882,08 €	9570265
Eloflex modèle D2 + PAP Ease One	7350006080616-O		4 248,42 €	4 482,08 €	9570265 + 9903695
Eloflex modèle D2 + PAP Ease Wedge	7350006080616-W		4 248,42 €	4 482,08 €	9570265 + 9903695
Eloflex modèle D2 + kit A	7350006080616-A		5 101,50 €	5 382,08 €	9570265 + 9948893

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE (merci de bien vouloir nous indiquer votre choix)

Ceinture de sécurité : ■ de série

☐ Pantographe : ☐ droit ☐ gaucheLargeur d'assise : ■ 45 cm de série ☐ 48 cm ☐ 50 cm ☐ 55 cm☐ Kit éclairage (lumière, feux arrière, clignotants et feux de détresse)☐ Protège vêtements**ACCESSOIRES** (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)

Assise - Dossier					
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	-
Ease One : coussin cassette 42,5 cm*	7350006084225		360,19 €	380,00 €	9903695 : 600 € ⁽¹⁾
Ease One : coussin cassette 47,5 cm*	7350006084256		360,19 €	380,00 €	9903695 : 600 € ⁽¹⁾
Ease One : coussin cassette 52,5 cm*	7350006084263		360,19 €	380,00 €	9903695 : 600 € ⁽¹⁾
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	-
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm	7350006084683		55,92 €	59,00 €	-
Ease One : housse protection incontinence 52,5 cm	7350006084690		55,92 €	59,00 €	-
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm*	7350006085253		360,19 €	380,00 €	9903695 : 600 € ⁽¹⁾
Ease Rest : housses accoudoirs confort (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	-
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Ease Tube : support dorsales confort	7350006085277		74,88 €	79,00 €	-
Batterie					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	-
Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080371		39,81 €	42,00 €	-
Manette					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 20-50 mm	7350006084058		65,40 €	69,00 €	-
Kit extension manette 70-100 mm	7350006084065		65,40 €	69,00 €	-
Pantographe droit ⁽²⁾	7350006087783		150,71 €	159,00€	Sur devis ⁽³⁾
Pantographe gauche ⁽²⁾	7350006087790		150,71 €	159,00€	Sur devis ⁽³⁾
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-

* Utilisateur max. 135 kg

(1) Code LPPR : 9903695 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(2) Accessoire de série nouvelle nomenclature 1er décembre 2025 - En option pour les modèles antérieurs

(3) Code LPPR : 9948893 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/09/2026 - Susceptibles de modifications.

D2

FRE
Classe B

TVA : 5,5%
Délais de livraison : 7 à 10 jours ouvrés
pour un fauteuil sans équipement de série
et selon les stocks

ELOFLEX

SEPTEMBRE 2026

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
Roues					
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
Roue 8" pneumatique (l'unité)	7350006085918		68,25 €	72,00 €	-
Tête - Jambes					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
Extension de repose-pieds 3 emplacements	7350006081019		36,02 €	38,00 €	-
Repose-jambe droit	7350006082085		150,71 €	159,00 €	Sur devis ⁽³⁾
Repose-jambe gauche	7350006082092		150,71 €	159,00 €	Sur devis ⁽³⁾
Tierce personne					
Kit A commande tierce personne	7350006086021		691,94 €	1 500,00 €	9948893 : 1 500 €
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	-
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	-
Rangements - Autres accessoires					
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	-
Kit de direction et feux stop ⁽²⁾	7350006084652		273,93 €	289,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	Sur devis ⁽³⁾
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

(2) Accessoire de série nouvelle nomenclature 1er décembre 2025 - En option pour les modèles antérieurs

(3) Code LPPR : 9948893 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :