

**Les fauteuils roulants
électriques pliables
qui vous simplifient
la vie !**



INNOVANTS

COMPACTS - FIABLES - PERFORMANTS

EL&FLEX

Des caractéristiques uniques...

Choisir Eloflex
c'est choisir
la qualité et
le confort

Plaibles

Pliez, dépliez... cette manipulation ne vous prendra que **quelques secondes avec une facilité déconcertante.**

Grâce à son faible poids, vous pouvez charger votre auteuil facilement dans votre voiture.

Avec Eloflex soyez libre et heureux de vous déplacer où bon vous semble. Vous n'utilisez pas votre Eloflex ? Rangez-le simplement chez vous.

Transportables

Équipés de cadres en aluminium ou en fibre de carbone de haute qualité, les modèles Eloflex sont légers et permettent de gagner en autonomie de batterie, en mobilité et en liberté ! Précis, ils possèdent une stabilité remarquable et un confort de conduite impressionnant.

Vous ne serez plus dépendant des transports pour handicapés.

Compacts

Le design compact des Eloflex les rend extrêmement maniables. Grâce à leurs rayons de braquage très courts **vous pourrez naviguer facilement** dans les magasins, restaurants ou endroits bondés. Vous allez désormais prendre peu de place et pourrez même utiliser les toilettes publics.

Un Eloflex s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Modèle C3





Technologies modernes

Les Eloflex sont de véritables petites merveilles. Nous avons combiné ingénierie, technologie et matériaux modernes pour créer des fauteuils roulants électriques parfaits.

Préférez la précision, la stabilité et la maniabilité !

2 batteries* performantes offrent une autonomie de 30 km en moyenne avec une seule charge.

*(sauf modèle C3)



Testés et approuvés

La qualité et la longévité sont des caractéristiques importantes pour nous. Les Eloflex ont été testés et approuvés CE.

Ils sont conformes aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux et bénéficient des normes ISO-7176 et IEC-60601.

Les batteries sont approuvées UN38.

Optez pour l'originalité et la fiabilité !



Voyagez avec eloflex

Un fauteuil roulant électrique pliable **Eloflex se transporte très facilement.**

Ils sont parfaits pour tous ceux qui aiment voyager en voiture, en bus ou en train ou pourquoi pas en croisière.

Les fauteuils roulants électriques pliables Eloflex vous permettent également de prendre l'avion grâce à leurs batteries compactes et certifiées.



Continuez à profiter d'une vie pleine de promenades, de voyages et de sorties...



Les véhicules roulants électriques suédois

Créé par deux Suédois qui développent et fabriquent depuis 2002 des fauteuils roulants manuels légers, Eloflex a profité de toutes ces années d'expérience pour se doter d'une conception innovante et ergonomique, d'une maniabilité exceptionnelle, de matériaux intelligents (fibre de carbone, aluminium) et d'une **qualité incomparable**.

Et, cerise sur le gâteau, ce sont des fauteuils totalement pliables !

Votre meilleur ami

Que vous soyez un actif à la recherche d'un fauteuil roulant complémentaire flexible, un utilisateur fragilisé par une maladie ou juste âgé, retrouvez la liberté de vous déplacer.

Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés à marcher que vous ne devez plus sortir.

Avec Eloflex, vous pouvez vous promener en voiture, rendre visite à vos petits-enfants, profiter des restaurants, musées, parcs... Eloflex est votre meilleur ami.

Compacts

Le design compact des Eloflex les rend extrêmement maniables. Grâce à leurs rayons de braquage très courts **vous pourrez naviguer facilement** dans les magasins, restaurants ou endroits bondés. Vous allez désormais prendre peu de place et pourrez même utiliser les toilettes publics.

Avec Eloflex vous gagnez en liberté

Être libre et se sentir bien font partie des grandes joies de la vie. Cela peut paraître évident pour certains mais peut devenir difficile pour ceux qui manquent de force.

Prendre l'air, profiter des premiers rayons du soleil du printemps... devrait être un droit pour tous. Avec un Eloflex, c'est possible !

Nous comprenons bien entendu qu'un fauteuil roulant électrique pliable ne convient pas à tout le monde, mais nos utilisateurs, qui ont été victimes d'un AVC, d'une MS, d'une dystrophie musculaire, de Parkinson... nous ont tous dit la même chose : Eloflex a changé leur vie.





Les modèles

Jeune ou vieux, fort ou faible, il existe un Eloflex pour chaque utilisateur. Nos châssis en aluminium ou en fibre de carbone offrent le poids le plus léger possible. Vous trouverez ci-dessous quelques caractéristiques qui rendent un Eloflex unique.



PLIABLES

Tous nos fauteuils sont pliables et se chargent aisément dans un coffre de voiture ou pour un transport aérien.



2 BATTERIES*

Avec un Eloflex vous avez une moyenne de 30 km d'autonomie en une seule charge soit plus de 5 h d'utilisation.



ROUES GONFLABLES

La plupart des Eloflex sont équipés de grandes roues arrière gonflables pour plus d'amorti sur sols irréguliers.



MOTEURS PUISSANTS

Tous les Eloflex sont équipés de 2 moteurs brushless puissants dernière génération.



ERGONOMIQUES

Pour faciliter les transferts les accoudoirs Eloflex sont relevables et le repose-pied mono-palette se replie sous l'assise.



CEINTURE DE SÉCURITÉ

La sécurité est importante et ne doit pas être minimisée c'est pourquoi tous nos modèles sont équipés d'une ceinture de sécurité.



ANTI-BASCULEMENT

Les Eloflex sont dotés d'un système anti-basculement pour le passage de débords ou trottoirs en toute sécurité. (max. 6 cm)



PRATIQUES

La housse de coussin peut être lavée en machine pour une hygiène maximale. Sous l'assise se trouve une sacoche pour vos effets personnels.

*(sauf modèle C3)

Modèle L

Dossier
inclinable

Grâce sa conception unique et son faible encombrement, il est LE modèle pour toutes les occasions pour ceux qui recherchent facilité et tranquillité d'esprit.



Le modèle Eloflex L est notre **modèle original**. Avec sa hauteur d'assise de 52 cm il convient à tous. Il est équipé de roues pleines à l'avant et à l'arrière permettant des déplacements **sans le moindre risque de crevaison**.

Sa conception compacte lui confère un des rayons de braquage les plus courts du marché.

Compact, il se fauilera facilement entre les portes étroites et se chargera dans une voiture classique.

Une véritable économie d'équipement.

Comme tous les Eloflex le modèle L est équipé de 2 batteries de série pour une autonomie moyenne de 30 km.

- **Poids** : 29,5 kg (batteries incluses)
- **Autonomie** : 30 km
- **Hauteur d'assise** : 52 cm
- **Largeur d'assise** : 45 cm
(50 ou 55 avec kits élargisseurs en option)
- **Poids max utilisateur** : 120 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle F

Dossier
inclinable

L'Eloflex F est notre modèle le plus populaire. De part ses caractéristiques et fonctions uniques, il est LE fauteuil roulant électrique pliable le plus fiable du marché.



L'Eloflex F est notre **modèle le plus populaire**. Il est doté de nombreux équipements comme la barre confort, un repose-pieds réglable, un **dossier cassant ou inclinable...** Ses caractéristiques uniques telles que son pliage rapide, son faible encombrement et un cadre en aluminium léger sont révolutionnaires. C'est LE modèle parfait pour tous ceux qui ont des difficultés à marcher. Nos utilisateurs actifs le préfèrent pour leurs sorties au grand air sur des sols accidentés comme les graviers, le gazon, les pavés, les chemins de terre...

Son faible encombrement permet de le charger facilement dans une voiture. Ses deux batteries ultra-performantes offrent une autonomie de 30 km (soit 5 h de conduite) avec une seule charge.

- **Poids** : 30,5 kg (batteries incluses)
- **Autonomie** : 30 km
- **Hauteur d'assise** : 52 cm
- **Largeur d'assise** : 45 cm
(50 ou 55 avec kits élargisseurs en option)
- **Poids max utilisateur** : 120 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle D2

Dossier
inclina

L'Eloflex D2 est le modèle sans pareil de notre gamme de fauteuils roulants électriques pliables. Le seul modèle qui a la faculté de se diviser en 2 parties !

poids
max.
utilisateur
160 kg



Avec le modèle Eloflex D2, nous proposons un fauteuil roulant électrique pliable différent : **divisible en 2 parties, dossier inclinable, possibilité de mettre une 3^{ème} batterie, barre confort, repose-pieds réglable...** un fauteuil unique au pliage rapide et à l'encombrement minimum lorsqu'il est plié ou divisé.

Sa capacité à se séparer en 2 lui permet d'être plus facilement transportable. Ses 2 batteries de série ultra-performantes offrent une autonomie de 30 km avec une seule charge. Nous avons ajouté un emplacement pour une 3^{ème} batterie en option, soit 15 km d'autonomie en plus ! L'Eloflex D2 est également équipé de 4 amortisseurs pour un meilleur confort.

- **Poids** : 30,5 kg (batteries incluses / possibilité 3^{ème} batterie en option)
- **Autonomie** : 30 km
- **Hauteur d'assise** : 52 cm
- **Largeur d'assise** : 45 cm (50 ou 55 avec kits élargisseurs en option)
- **Poids max utilisateur** : 120 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle X

Dossier
inclina

L'Eloflex X est un modèle à la construction unique, spécialement conçue pour nos utilisateurs plus âgés.

Repose-
pieds
séparés



Le modèle Eloflex X est le résultat de tous les commentaires, points de vue et souhaits que nous avons reçus de nos utilisateurs les plus âgés au cours de ces dernières années. Un modèle adapté aux seniors avec toutes les fonctions et solutions souhaitées. Sa conception, basée sur la technologie croisée, permet un pliage simple juste en soulevant le siège.

Le modèle X est équipé de **repose-pieds standards escamotables qui peuvent être basculés ou tout simplement retirés** pour faciliter l'entrée et la sortie de la personne. Le dossier du modèle X possède un **dossier inclinable** sur 3 angles, ses accoudoirs peuvent se régler sur 2 hauteurs différentes.


Le modèle sénior par excellence.

- **Poids** : 28 kg (batteries incluses)
- **Autonomie** : 25 km
- **Hauteur d'assise** : 51 cm
- **Largeur d'assise** : 45 cm (50 ou 55 avec kits élargisseurs en option)
- **Poids max utilisateur** : 120 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle P

Dossier
inclinable

L'Eloflex P est notre modèle équipé d'une fonction d'inclinaison électrique du siège facilitant l'entrée et la sortie.



Le modèle P est conçu pour ceux qui ont des difficultés à sortir d'un fauteuil classique. Avec une **assistance de levage électrique**, les déplacements sont plus sûrs et l'accès aux objets en hauteur est plus simple. Le modèle P a une **hauteur d'assise plus élevée** que nos autres modèles. Il est idéal pour les utilisateurs de grande taille.

Doté d'un **cadre renforcé** il saura répondre aux exigences de tous ceux qui ont besoin d'un fauteuil plus solide. Le modèle P reste toutefois léger et pliable en quelques secondes. Il peut être transporté en voiture ou pour vos voyages en avion, bateau, bus, train... Tout comme le D2 il possède un emplacement pour une 3^{ème} batterie en option.

- **Poids** : 33,5 kg (batteries incluses / possibilité 3^{ème} batterie en option)
- **Autonomie** : 30 km
- **Hauteur d'assise** : 54 cm
- **Largeur d'assise** : 45 cm (50 ou 55 avec kits élargisseurs en option)
- **Poids max utilisateur** : 160 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle H

Le modèle Eloflex H est notre modèle le plus puissant, spécialement conçu pour nos utilisateurs de grande taille et/ou de forte corpulence.



Le modèle Eloflex H est un fauteuil roulant électrique pliable puissant qui peut être transporté dans une voiture. Le modèle H est le fauteuil **le plus spacieux**, idéal pour les personnes de grande taille. Une largeur et une hauteur d'assise étudiées et généreuses, une construction qui assure un confort de conduite sans pareil.

Le modèle H est un chef-d'œuvre alliant design et qualité de finition. Une durabilité maximale et une **conception robuste** font également du modèle H un fauteuil très accessible. Ses moteurs surpuissants et ses batteries deux fois plus durables offrent des performances supérieures. Un modèle également parfait pour tous ceux qui vivent à la campagne.

Batteries pour transport aérien en option

- **Poids** : 49 kg (batteries incluses / possibilité 3^{ème} batterie en option)
- **Autonomie** : 40 km
- **Hauteur d'assise** : 54 cm
- **Largeur d'assise** : 51 cm (56 ou 61 avec kits élargisseurs en option)
- **Poids max utilisateur** : 200 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle C3

L'Eloflex C3 combine les caractéristiques les plus appréciées d'un Eloflex avec les avantages de pointe de la construction en fibre de carbone.



Réputée pour son incroyable rapport résistance/poids, la fibre de carbone est un matériau privilégié dans des applications telles que les vélos, les voitures, les bateaux, les avions et l'ingénierie structurelle.

Equipé d'un **cadre en fibre de carbone** le modèle C3 vous garantit une expérience de conduite plus douce et plus agréable.

Pesant seulement 20 kg, l'Eloflex C3 est doté d'un **design élégant** complété par des roues robustes et de puissants moteurs Eloflex pour une expérience de conduite supérieure et fluide. Avec une capacité de charge maximale de **160 kg et un espace supplémentaire pour les batteries**, l'Eloflex C3 est conçu pour répondre à toutes vos attentes et les dépasser, offrant à la fois fiabilité et mobilité accrue.

- **Poids** : 24 kg (batteries incluses / possibilité 3^{ème} batterie en option)
- **Autonomie** : 30 km
- **Hauteur d'assise** : 55 cm
- **Largeur d'assise** : 43 cm
- **Poids max utilisateur** : 160 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Modèle K

Eloflex K est le petit fauteuil roulant électrique léger et pliable pour les enfants et les jeunes de 7 à 15 ans qui s'ajustera au fur et à mesure que l'enfant grandit.



L'Eloflex K est un fauteuil roulant électrique pliable innovant petit et léger qui présente le même design élégant que les autres modèles de la gamme Eloflex.

Ses grandes roues pneumatiques arrière et **ses roues gels** avant offrent un bon amorti et permettent le franchissement de petits obstacles comme ceux d'une cour d'école. Son rayon de **braquage est court et précis**.

Son **siège est réglable électriquement en hauteur, son assise est ajustable, ses accoudoirs réglables en hauteur et en longueur et son dossier est inclinable**.

Facile à conduire, un enfant dès 7 ans peut le manipuler seul.

- **Poids** : 32 kg (batteries incluses)
- **Autonomie** : 30 km
- **Hauteur d'assise** : 47 (<52) cm
- **Largeur d'assise** : 36 (<44) cm
- **Poids max utilisateur** : 90 kg
- **Puissance moteurs** : 2 x 250 W

Kit A

La commande tierce personne pour les fauteuils Eloflex

Avec le kit A un accompagnant peut **facilement contrôler le fauteuil roulant électrique de manière confortable et sûre.**

Il se compose, en plus d'une nouvelle manette, de deux poignées et d'un boîtier de contrôle équipé d'un mini-joystick.

Avec cette commande, la manette du fauteuil peut rester en position normale et n'a plus besoin d'être déportée sur l'arrière. L'utilisateur peut reprendre le contrôle si besoin.



- **Bluetooth** : oui
- **Lumière** : avant
- **Alimentation** : à la manette
- **Compatible** : modèles F, P, H, D2, K et L (modèle X nous contacter)

Caractéristiques techniques

	L	F	D2	X	P
Poids à vide	25,5 kg	27 kg	30 kg	25 kg	30 kg
Poids + batteries	29,5 kg	30,5 kg	17 kg et 18 kg	28 kg	33,5 kg
Vitesse	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
Autonomie	30 km	30 km	30 km + 15 km*	25 km	30 km + 15 km*
Batteries de série	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 7,5 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt
Moteurs	2x200 W	2x250 W	2x250 W	2x250 W	2x250 W
Braquage	76 cm	78 cm	89 cm	88 cm	85 cm
Pente max.	9 degrés	9 degrés	9 degrés	9 degrés	9 degrés
Roues AV	8" pleines	8" pleines	8" pleines	8" pleines	8" pleines
Roues AR	10" pleines	12" gonflables	12" gonflables	12" gonflables	12" gonflables
Assise (H)	52 cm	52 cm	50 cm	51 cm	54 cm
Assise (L)	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
Assise (P)	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	43-48 cm	43-48 cm
Poids utilis.	Max. 120 kg	Max. 120 kg	Max. 160 kg	Max. 120 kg	Max. 160 kg
Dossier	Inclinable	Inclinable	Inclinable	Inclinable	Inclinable
HxLxP	95x59x99 cm	95x63x100 cm	96x62x107 cm	100x62x102 cm	90x62x107 cm
HxLxP plié	70x59x35 cm	75x63x40 cm	76x62x45 cm	76x32x78 cm	74x62x40 cm
Code LPP	9179070	9179070	9179070	9179070	9179070

Il est facile de comprendre comment un Eloflex peut changer le quotidien de nombreuses personnes



On m'a dit que mon Eloflex a été conçu par un handicapé qui est aussi un ingénieur. Je le crois volontiers, car on s'en aperçoit tout de suite. D'abord, c'est un vrai fauteuil, dans lequel on se sent confortablement assis, ensuite, il est d'une exceptionnelle facilité d'utilisation. Il en faut, de l'ingéniosité, pour arriver à obtenir autant de simplicité : ce fauteuil se pilote avec deux doigts, il avance sans bruit à la vitesse choisie, il tourne sur lui-même, ce qui permet de se mouvoir dans un appartement encombré en slalomant parmi les meubles, il roule sans problème sur les trottoirs et les chemins damés ou légèrement gravillonnés, il se plie et se déplie en un clin d'oeil, bref, c'est une réussite. Je ne peux plus m'en passer. Merci à son inventeur qui a résolu une grande partie de mes problèmes.

Joseph F. (Nice)

La jeunesse retrouvée, le skate parc, même pas peur, rire avec les petits enfants c'est génial. J'ai même eu droit aux bravos des skateurs et des promeneurs. Merci mon fauteuil !

Martine F. (Rezé)

Compte tenu de l'évolution de ma maladie, j'étais à la recherche d'un fauteuil roulant plus adapté à mon besoin qui consiste à une utilisation relativement fréquente et pratique en intérieur comme en extérieur, et surtout avec un poids facile à manipuler lors des transferts en voiture sans modifier celle-ci. J'ai donc trouvé ces critères dans l'Eloflex qui se plie et se déplie en quelques secondes ; c'est un appareil qui est très robuste avec une fabrication très soignée.

Christian D. (Sainte-Soulle)

Je suis allée à Londres et c'était génial de naviguer dans les rues, les musées et les attractions. Auparavant, j'ai fait Barcelone et les Îles Canaries. Ces voyages n'auraient pas été possibles sans mon Eloflex. Ce fauteuil est incroyable. J'ai prévu cet été de partir en Italie.

Marie B. (Bordeaux)

Eloflex est le fauteuil optimal lorsque je pars en voyage. Facile à prendre sur un vol et sans frais. Dans la chambre d'hôtel ou dans ma voiture de location il prend peu de place. C'est tellement agréable de pouvoir faire ce que je veux. Je suis parti en Thaïlande et aux États-Unis plusieurs fois avec un fauteuil manuel mais maintenant c'est fini ! Tout en électrique avec mon Eloflex, c'est beaucoup plus confortable.

Dennis J. (Suède)

H	C3	K
42,5 kg	20 kg	28,5 kg
49 kg	24 kg	32 kg
8 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
40 km + 20 km*	30 km + 15 km*	30 km
2x Lithium	2x Lithium	2x Lithium
20 Ah/24 Volt	10 Ah/24 Volt	10 Ah/24 Volt
2x400 W	2x250 W	2x250 W
99 cm	87 cm	78 cm
12 degrés	9 degrés	9 degrés
9" gonflables	8" gonflables	8" confort
13" gonflables	12" gonflables	12" gonflables
51 cm	55 cm	47 à 52 cm
51/56/61 cm	43 cm	36 à 44 cm
51 cm	44 cm	36 cm
Max. 200 kg	Max. 160 kg	Max. 90 kg
Fixe	Fixe	Inclinable
103x66x115 cm	95x63x100 cm	89x55x100 cm
83x66x45 cm	75x63x40 cm	75x55x36 cm
9178573	9178573	9179070

Nos fauteuils sont tous livrés avec deux batteries de série.
* 3^{ème} batterie disponible en option.

Pression d'air recommandée pour les roues pneumatiques = 2,5 kg.

Eloflex est classé comme dispositif médical et répond aux exigences applicables du règlement de l'UE (2017/745), règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) qui garantissent la sécurité et les performances des dispositifs médicaux. Il est homologué CE, testé et homologué.



Choisissez les accessoires adaptés à vos besoins

Nous développons sans arrêt notre gamme d'accessoires.

Appui-tête, potence de direction, housses de protection et de transports, coussins, extensions, commande tierce personne, repose-jambes....

N'hésitez pas à regarder sur notre site internet tous nos accessoires qui, nous l'espérons, seront améliorés votre Eloflex :

eloflex.fr/accessoires

Votre distributeur Eloflex le plus proche :

EL & FLEX

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations, d'actualités, de films, de photos :

eloflex.fr