

- Barre confort
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Roues gonflables arrière



### CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006080685

<b>Poids sans batteries</b>	27 kg
<b>Poids avec batteries</b>	30,5 kg
<b>Vitesse</b>	6,5 km/h
<b>Autonomie</b>	30 km
<b>Moteurs</b>	x 2 moteurs brushless
<b>Batteries</b>	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
<b>Poids batterie</b>	1,8 kg
<b>Puissance</b>	2 x 250 Watts
<b>Rayon de braquage</b>	78 cm
<b>Pente maximale</b>	9°
<b>Roues</b>	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
<b>Hauteur d'assise</b>	52 cm
<b>Largeur d'assise</b>	De série 45 cm Possibilités 48 - 50 - 55 cm
<b>Profondeur d'assise</b>	43 cm - 48 cm
<b>Poids utilisateur</b>	Max 120 kg
<b>Coussin</b>	Amovible. Déhoussable. Lavable
<b>Dossier</b>	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
<b>Dimensions</b>	95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)
<b>Dimensions plié</b>	75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)
<b>Garantie</b>	2 ans hors batteries et pièces d'usure

**Prix public LPPR/PLV : 3882,08 €**

- Forfait MAD1 Niveau 2  
250,00 € (LPPR)
- Forfait de livraison  
50,00 € (LPPR)

### Adjonctions disponibles

- Commande tierce personne  
Kit A - 1500,00 € (LPPR)
- PAP membres inférieurs  
Coussin ease - 600,00 € (LPPR)



**EL&FLEX**

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
-------------	------	-----	--------	---------	----------

## MODÈLE ET PACKAGES

Eloflex modèle F	7350006080685		3 679,70 €	3 882,08 €	9549207
Eloflex modèle F + PAP Ease One	7350006080685-O		4 248,42 €	4 482,08 €	9549207 + 9915356
Eloflex modèle F + PAP Ease Wedge	7350006080685-W		4 248,42 €	4 482,08 €	9549207 + 9915356
Eloflex modèle F + kit A	7350006080685-A		5 101,50 €	5 382,08 €	9549207 + 9975401

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE (merci de bien vouloir nous indiquer votre choix)

Ceinture de sécurité : ■ de série

☐ Pantographe : ☐ droit ☐ gaucheLargeur d'assise : ■ 45 cm de série ☐ 48 cm ☐ 50 cm ☐ 55 cm☐ Kit éclairage (lumière, feux arrière, clignotants et feux de détresse)☐ Protège vêtements

## ACCESSOIRES (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)

<b>Assise - Dossier</b>					
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	-
Ease One : coussin cassette 42,5 cm	7350006084225		321,33 €	339,00 €	9915356 : 600 € <sup>(1)</sup>
Ease One : coussin cassette 47,5 cm	7350006084256		330,81 €	349,00 €	9915356 : 600 € <sup>(1)</sup>
Ease One : coussin cassette 52,5 cm	7350006084263		330,81 €	349,00 €	9915356 : 600 € <sup>(1)</sup>
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	-
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm	7350006084683		55,92 €	59,00 €	-
Ease One : housse protection incontinence 52,5 cm	7350006084690		55,92 €	59,00 €	-
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm	7350006085253		254,98 €	269,00 €	9915356 : 600 € <sup>(1)</sup>
Ease Wedge : coussin grandes jambes 47,5 cm	7350006085819		254,98 €	269,00 €	9915356 : 600 € <sup>(1)</sup>
Ease Wedge : coussin grandes jambes 52,5 cm	7350006085826		254,98 €	269,00 €	9915356 : 600 € <sup>(1)</sup>
Ease Rest : housses accoudoirs confort (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	-
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Ease Tube : support dorsales confort	7350006085277		74,88 €	79,00 €	-
Kit élargisseur 5 cm <sup>(2)</sup>	7350006080784		36,02 €	38,00 €	-
Kit élargisseur 10 cm <sup>(2)</sup>	7350006080968		36,02 €	38,00 €	-
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-
<b>Batterie</b>					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	-
<b>Manette</b>					
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit <sup>(2)</sup>	7350006087806		150,71 €	159,00€	Sur devis <sup>(3)</sup>
Pantographe gauche <sup>(2)</sup>	7350006087813		150,71 €	159,00€	Sur devis <sup>(3)</sup>
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	-

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
<b>Roues</b>					
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
Roue 8" pneumatique (l'unité)	7350006085918		49,29 €	52,00 €	-
<b>Tête - Jambes</b>					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
Extension de repose-pieds 3 emplacements	7350006081019		36,02 €	38,00 €	-
Repose-jambe droit	7350006082016		150,71 €	159,00 €	Sur devis <sup>(3)</sup>
Repose-jambe gauche	7350006082023		150,71 €	159,00 €	Sur devis <sup>(3)</sup>
<b>Tierce personne</b>					
Kit A commande tierce personne	7350006086021		691,94 €	730,00 €	9975401 : 1500 €
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	-
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	-
<b>Rangements - Autres accessoires</b>					
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	-
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	-
Kit de direction et feux stop <sup>(2)</sup>	7350006084157		273,93 €	289,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	Sur devis <sup>(3)</sup>
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

(1) Code LPPR : 9915356 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(2) Accessoire de série nouvelle nomenclature 1er décembre 2025 - En option pour les modèles antérieurs

(3) Code LPPR : 9975401 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :