

- Poignée de conduite rabattable
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- Manette amovible et rabattable
- Dossier réglable en hauteur
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Palette extra-large
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables avant/arrière



CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006080852
Poids sans batteries	42,5 kg
Poids avec batteries	49 kg
Vitesse	8 km/h
Autonomie	40 km utilisateur(rice) 100 kg 27 km utilisateur(rice) 200 kg
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium Ion 20 Ah / 24 V (480 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie
Poids batterie	3,2 kg
Puissance	2 x 400 Watts
Rayon de braquage	99 cm
Pente maximale	12°
Roues	9" avant / 13" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	54 cm
Largeur d'assise	Coussin de série 51 cm Possibilités 56 ou 61 cm (kits élargisseurs en option)
Profondeur d'assise	51 cm
Poids utilisateur	Max 200 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Tension réglable
Dimensions	103 cm (H) x 66 cm (L) x 115 cm (P)
Dimensions plié	83 cm (H) x 66 cm (L) x 45 cm (P)
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



Batteries d'origine non compatibles pour le transport aérien.
Kit batteries avion disponible en accessoires.



PRODUIT
HORS LPP

☐ DEVIS (valable 1 mois)

☐ COMMANDE

EL&FLEX

MAI 2026

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
MODÈLE					
Eloflex modèle H	7350006080852		4 729,86 €	4 990,00 €	-
ACCESSOIRES (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Assise - Dossier					
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Kit élargisseur 5 cm	7350006082108		36,97 €	39,00 €	-
Kit élargisseur 10 cm	7350006082115		36,97 €	39,00 €	-
Batterie					
Adaptateur chargeur direct	7350006081088		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080234		501,42 €	529,00 €	-
Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006081057		28,44 €	30,00 €	-
Kit batteries avion	7350006084102		615,17 €	649,00 €	-
Manette					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit	7350006087783		150,71 €	159,00€	-
Pantographe gauche	7350006087790		150,71 €	159,00€	-
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-
Roues					
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Tête					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
Avec bloc de serrage	7350006084195				
Tierce personne					
Kit A commande tierce personne	7350006083204		691,94 €	730,00 €	-
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	-
Rangements - Autres accessoires					
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084699		292,89 €	309,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	-
Support de canne	7350006083227		56,87 €	60,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

TVA : 5,5%
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés
(selon stocks)

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/05/2026 - Susceptibles de modifications.