

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle K AA1	7350006084737		4 066,35 €	4 290,00 €	9179070 : 3 487,95 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006080241		207,58 €	219,00 €	9310080 : 63,41 €
Ease One K : coussin cassette 37 cm	7350006086045		359,24 €	379,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales	7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Kit A tierce personne	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		65,40 €	69,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		65,40 €	69,00 €	
Pantographe droit	7350006087806		100,47 €	106,00€	
Pantographe gauche	7350006087813		100,47 €	106,00€	
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date : Nom client final :

Signature client (bon pour accord) : Remarques :

K

FICHE PRODUIT



MODÈLE ENFANTS



- Dossier inclinable
- Accoudoirs réglables en hauteur et en longueur
- Manette amovible et réglable en profondeur
- Largeur d'assise réglable via les accoudoirs
- Hauteur d'assise réglable en hauteur
- Coussin confort amovible
- Tissu de dossier réglable
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds pliables, escamotables et réglables en hauteur
- Roues gonflables arrière
- Roues confort avant

LPP : 9179070
LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006084737
Poids sans batteries	28,5 kg
Poids avec batteries	32 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	78 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (confort) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	Réglable de 47 à 52 cm
Largeur d'assise	Réglable de 36 à 44 cm (accoudoirs écartés)
Profondeur d'assise	36 cm
Poids utilisateur	Max 90 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier* Réglable en profondeur
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Repose-pieds	Rabattable et réglable (4,5 cm plus haut)
Accoudoirs	Réglables en hauteur et en longueur
Dimensions	89 cm (H) x 55 cm (L) x 100 cm (P)
Dimensions plié	75 cm (H) x 55 cm (L) x 36 cm (P)

ACCESSOIRES (en options)

- Adaptateur chargeur direct
- Appui-tête réglable
- Housse de protection
- Housse de transport
- Kit A tierce personne
- Kit de direction et feux stop
- Kits extension manette
- Poignées arrière droite et gauche
- Pneus confort arrière
- Pompe à air
- Potence de direction
- Rampes (x2)
- Sac de dossier
- Supports de canne
- Support manette gaucher
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease One coussin cassette
- Ease Lumbar : support lombaires ⁽¹⁾
- Ease Rest : housse accoudoir

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil.

Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks.

TVA 5,5%.

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire
Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

(1) Ease Lumbar : pas de réglage de la hauteur du support lombaire