



PRODUIT  
HORS LPP

- Dossier inclinable
- Accoudoirs réglables en hauteur et en longueur
- Manette amovible et réglable en profondeur
- Largeur d'assise réglable via les accoudoirs
- Hauteur d'assise réglable en hauteur
- Coussin confort amovible
- Tissu de dossier réglable
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds pliables, escamotables et réglables en hauteur
- Roues gonflables arrière
- Roues confort avant



CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006084737
<b>Poids sans batteries</b>	28,5 kg
<b>Poids avec batteries</b>	32 kg
<b>Vitesse</b>	6,5 km/h
<b>Autonomie</b>	30 km
<b>Moteurs</b>	x 2 moteurs brushless
<b>Batteries</b>	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
<b>Poids batterie</b>	1,8 kg
<b>Puissance</b>	2 x 250 Watts
<b>Rayon de braquage</b>	78 cm
<b>Pente maximale</b>	9°
<b>Roues</b>	8" avant (confort) / 12" arrière (gonflables)
<b>Hauteur d'assise</b>	Réglable de 47 à 52 cm
<b>Largeur d'assise</b>	Réglable de 36 à 44 cm (accoudoirs écartés)
<b>Profondeur d'assise</b>	36 cm
<b>Poids utilisateur</b>	Max 90 kg
<b>Manette</b>	Réglable en profondeur
<b>Coussin</b>	Amovible. Déhoussable. Lavable
<b>Dossier</b>	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
<b>Repose-pieds</b>	Rabattable et réglable (4,5 cm plus haut)
<b>Accoudoirs</b>	Réglables en hauteur et en longueur
<b>Dimensions</b>	89 cm (H) x 55 cm (L) x 100 cm (P)
<b>Dimensions plié</b>	75 cm (H) x 55 cm (L) x 36 cm (P)
<b>Garantie</b>	2 ans hors batteries et pièces d'usure



MODÈLE ENFANTS

Copyright Eloflex - Photos non contractuelles

EL&FLEX

Tél. : 09 67 66 51 29 • Mail : [info@eloflex.fr](mailto:info@eloflex.fr) • [www.eloflex.fr](http://www.eloflex.fr)



PRODUIT  
HORS LPP

☐ DEVIS (valable 1 mois)

☐ COMMANDE

EL&FLEX

JANVIER 2026

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
<b>MODÈLE</b>					
Eloflex modèle K	7350006084737		4 066,35 €	4 290,00 €	-
<b>ACCESSOIRES</b> (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
<b>Assise - Dossier</b>					
Ease One K : coussin cassette 37 cm	7350006086045		359,24 €	379,00 €	-
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Ease Rest : housses accoudoirs confort (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	-
Ease Tube : support dorsales confort	7350006085277		74,88 €	79,00 €	-
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-
<b>Batterie</b>					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
<b>Manette</b>					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit	7350006087806		150,71 €	159,00€	-
Pantographe gauche	7350006087813		150,71 €	159,00€	-
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-
<b>Roues</b>					
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" pneumatique (l'unité)	7350006085918		55,92 €	59,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
<b>Tête</b>					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
<b>Tierce personne</b>					
Kit A commande tierce personne	7350006086021		691,94 €	730,00 €	-
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	-
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	-
<b>Rangements - Autres accessoires</b>					
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	-
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

TVA : 5,5%  
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés  
(selon stocks)

Date :

Signature client (bon pour accord) :

Nom client final :

Remarques :

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/2026 - Susceptibles de modifications.