

# C3

PRODUIT  
HORS LPP

- Cadre en fibre de carbone
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible et rabattable
- Coussin amovible
- Sacoche de rangement
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3<sup>ème</sup> batterie
- 4 roues gonflables
- Ultra-léger
- Sac de dossier inclus



| CARACTÉRISTIQUES            | Réf. 7350006085994                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids sans batteries</b> | 20 kg                                                                 |
| <b>Poids avec batteries</b> | 24 kg                                                                 |
| <b>Vitesse</b>              | 6,5 km/h                                                              |
| <b>Autonomie</b>            | 30 km + 15 km si 3 <sup>ème</sup> batterie                            |
| <b>Moteurs</b>              | x 2 moteurs brushless 250 Watts                                       |
| <b>Batteries</b>            | x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V<br>Possibilité 3 <sup>ème</sup> batterie |
| <b>Puissance</b>            | x 2 moteurs brushless 250 Watts                                       |
| <b>Rayon de braquage</b>    | 87 cm                                                                 |
| <b>Roues</b>                | 8" avant / 12" arrière (gonflables)                                   |
| <b>Hauteur d'assise</b>     | 55 cm                                                                 |
| <b>Largeur d'assise</b>     | 43 cm                                                                 |
| <b>Profondeur d'assise</b>  | 44 cm                                                                 |
| <b>Poids utilisateur</b>    | Max 160 kg                                                            |
| <b>Manette</b>              | A gauche ou à droite, rabattable                                      |
| <b>Dossier</b>              | Fixe avec sac de dossier                                              |
| <b>Dimensions</b>           | 95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)                                    |
| <b>Dimensions plié</b>      | 75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)                                     |
| <b>Garantie</b>             | 2 ans hors batteries et pièces d'usure                                |



POIDS 20 KG (hors batteries)

Copyright Eloflex - Photos non contractuelles

## EL&FLEX

Tél. : 09 67 66 51 29 • Mail : [info@eloflex.fr](mailto:info@eloflex.fr) • [www.eloflex.fr](http://www.eloflex.fr)

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

| Désignation                                                                                                                                                         | Réf.          | Qté | PLV HT     | PLV TTC    | LPPR/PLV |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------|------------|----------|
| <b>MODÈLE</b>                                                                                                                                                       |               |     |            |            |          |
| Eloflex modèle C3                                                                                                                                                   | 7350006085994 |     | 5 677,73 € | 5 990,00 € | -        |
| <b>ACCESSOIRES</b> (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse) |               |     |            |            |          |
| <b>Assise - Dossier</b>                                                                                                                                             |               |     |            |            |          |
| Ease Lumbar : support lombaires confort                                                                                                                             | 7350006085284 |     | 122,27 €   | 129,00 €   | -        |
| Système chauffant pour coussin                                                                                                                                      | 7350006084096 |     | 141,23 €   | 149,00 €   | -        |
| <b>Batterie</b>                                                                                                                                                     |               |     |            |            |          |
| Adaptateur chargeur direct                                                                                                                                          | 7350006080197 |     | 36,97 €    | 39,00 €    | -        |
| Batterie                                                                                                                                                            | 7350006080111 |     | 349,76 €   | 369,00 €   | -        |
| Avec câble 3 <sup>ème</sup> batterie                                                                                                                                | 7350006080371 |     | 18,96 €    | 20,00 €    | -        |
| <b>Manette</b>                                                                                                                                                      |               |     |            |            |          |
| Kit extension manette 0-40 mm                                                                                                                                       | 7350006083211 |     | 60,66 €    | 64,00 €    | -        |
| Pantographe droit                                                                                                                                                   | 7350006087783 |     | 150,71 €   | 159,00€    | -        |
| Pantographe gauche                                                                                                                                                  | 7350006087790 |     | 150,71 €   | 159,00€    | -        |
| Support manette pour gaucher                                                                                                                                        | 7350006084041 |     | 30,33 €    | 32,00 €    | -        |
| <b>Roues</b>                                                                                                                                                        |               |     |            |            |          |
| Pompe à air                                                                                                                                                         | 7350006084072 |     | 18,01 €    | 19,00 €    | -        |
| Roue 8" confort noire (l'unité)                                                                                                                                     | 7350006080227 |     | 55,92 €    | 59,00 €    | -        |
| Roue 8" pneumatique (l'unité)                                                                                                                                       | 7350006085918 |     | 49,29 €    | 52,00 €    | -        |
| <b>Tête</b>                                                                                                                                                         |               |     |            |            |          |
| Appui-tête multi-réglages                                                                                                                                           | 7350006087820 |     | 311,85 €   | 329,00 €   | -        |
| <b>Rangements - Autres accessoires</b>                                                                                                                              |               |     |            |            |          |
| Housse de protection                                                                                                                                                | 7350006080050 |     | 141,23 €   | 149,00 €   | -        |
| Housse de transport                                                                                                                                                 | 7350006081255 |     | 175,36 €   | 185,00 €   | -        |
| Rampes de chargement (x2)                                                                                                                                           | 7350006081958 |     | 378,20 €   | 399,00 €   | -        |
| Sac de dossier                                                                                                                                                      | 7350006087752 |     | 55,92 €    | 59,00 €    | -        |
| Support de canne compact                                                                                                                                            | 7350006087769 |     | 50,24 €    | 53,00 €    | -        |

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

TVA : 5,5%  
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés  
(selon stocks)