

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle H AA0	7350006080852		4 729,86 €	4 990,00 €	9178573 : 2 702,81 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006081088		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable Avec bloc de serrage	7350006080241 7350006084195		207,58 €	219,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080234 7350006081057		501,42 €	529,00 €	
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	
Kit batteries avion	7350006084102		615,17 €	649,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084699		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006082108		36,97 €	39,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006082115		36,97 €	39,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Pantographe droit	7350006087783		100,47 €	106,00€	
Pantographe gauche	7350006087790		100,47 €	106,00€	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Support de canne	7350006083227		56,87 €	60,00 €	
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	

Batteries d'origine non compatibles pour le transport aérien**Kit batteries avion disponible en accessoires**

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date : _____ Nom client final : _____
Signature client (bon pour accord) : _____ Remarques : _____

H

FICHE PRODUIT



POIDS UTILISATEUR MAX. 200 KG



- Poignée de conduite rabattable
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- Manette amovible et rabattable
- Dossier réglable en hauteur
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Palette extra-large
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables avant/arrière

LPP : 9178573
LPPR : 2702,81 €

AA0

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006080852	ACCESSOIRES (en options)
Poids sans batteries	42,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur chargeur direct • Appui-tête réglable • Batterie (3^{ème}) • Housse de protection • Kit batteries avion • Kit de direction et feux stop • Kit élargisseurs • Kits extension manette • Pantographe • Pompe à air • Rampes (x2) • Sac de dossier • Supports de canne • Support manette gaucher <p>Gamme Ease :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ease Lumbar : support lombaires
Poids avec batteries	49 kg	
Vitesse	8 km/h	
Autonomie	40 km utilisateur(rice) 100 kg 27 km utilisateur(rice) 200 kg	
Moteurs	x 2 moteurs brushless	
Batteries	x 2 Lithium Ion 20 Ah / 24 V (480 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie	
Poids batterie	3,2 kg	
Puissance	2 x 400 Watts	
Rayon de braquage	99 cm	
Pente maximale	12°	
Roues	9" avant / 13" arrière (gonflables)	
Hauteur d'assise	54 cm	
Largeur d'assise	Coussin de série 51 cm Possibilités 56 ou 61 cm (kits élargisseurs en option)	
Profondeur d'assise	51 cm	
Poids utilisateur	Max 200 kg	
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*	
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable	
Dossier	Tension réglable	
Dimensions	103 cm (H) x 66 cm (L) x 115 cm (P)	
Dimensions plié	83 cm (H) x 66 cm (L) x 45 cm (P)	

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire

(1) Coussin ease one : utilisateur max. 135 kg

Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil.
Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks - TVA 5,5%.