

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle H AA0	7350006080852		4 729,86 €	4 990,00 €	9178573 : 2 702,81 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006081088		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable Avec bloc de serrage	7350006080241 7350006084195		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080234 7350006081057		501,42 €	529,00 €	
Ease One : coussin cassette 47,5 cm ⁽¹⁾	7350006084256		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 52,5 cm ⁽¹⁾	7350006084263		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm	7350006084683		55,92 €	59,00 €	
Ease One : housse protection incontinence 52,5 cm	7350006084690		55,92 €	59,00 €	
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	
Kit A tierce personne	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit batteries avion	7350006084102		615,17 €	649,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006082108		36,97 €	39,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006082115		36,97 €	39,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Manette à clé sans fauteuil	7350006081965		302,37 €	319,00 €	
Manette à clé avec fauteuil	7350006081743		156,40 €	165,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support de canne	7350006083227		56,87 €	60,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	

(1) Coussin ease one : utilisateur max. 135 kg

Batteries d'origine non compatibles pour le transport aérien**Kit batteries avion disponible en accessoires**

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :



POIDS UTILISATEUR MAX. 200 KG

- Poignée de conduite rabattable
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- Manette amovible et rabattable
- Dossier réglable en hauteur
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Palette extra-large
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables avant/arrière

LPP : 9178573
LPPR : 2702,81 €

AA0



CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006080852	ACCESSOIRES (en options)
Poids sans batteries	42,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur chargeur direct • Appui-tête réglable • Batterie (3^{ème}) • Extension repose-pieds • Housse de protection • Kit A tierce personne • Kit batteries avion • Kit de direction et feux stop • Kit élargisseurs • Manette à clé • Poignées arrière droite et gauche • Pompe à air • Potence de direction • Rampes (x2) • Sacoche latérale • Sac de dossier • Support manette gaucher • Système chauffant pour coussin
Poids avec batteries	49 kg	
Vitesse	8 km/h	
Autonomie	40 km utilisateur(rice) 100 kg 27 km utilisateur(rice) 200 kg	
Moteurs	x 2 moteurs brushless	
Batteries	x 2 Lithium Ion 20 Ah / 24 V (480 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie	
Poids batterie	3,2 kg	
Puissance	2 x 400 Watts	
Rayon de braquage	99 cm	
Pente maximale	12°	
Roues	9" avant / 13" arrière (gonflables)	
Hauteur d'assise	54 cm	
Largeur d'assise	Coussin de série 51 cm Possibilités 56 ou 61 cm (kits élargisseurs en option)	
Profondeur d'assise	51 cm	
Poids utilisateur	Max 200 kg	
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*	
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable	
Dossier	Tension réglable	
Dimensions	103 cm (H) x 66 cm (L) x 115 cm (P)	
Dimensions plié	83 cm (H) x 66 cm (L) x 45 cm (P)	
		<p>Gamme Ease :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ease One 47,5 cm et 52,5 : coussin cassette ⁽¹⁾ • Ease One 47,5 cm et 52,5 : housse de protection contre les incontinences ⁽¹⁾ • Ease Lumbar : support lombaires

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire

⁽¹⁾ Coussin ease one : utilisateur max. 135 kg

Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil.
Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks - TVA 5,5%.