



PRODUIT  
HORS LPP

- Poignées rabattables
- Dossier inclinable
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- Manette amovible
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds pliables, escamotables et réglables en hauteur
- Roues gonflables arrière



#### CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006080623

<b>Poids sans batteries</b>	25 kg
<b>Poids avec batteries</b>	28 kg
<b>Vitesse</b>	6,5 km/h
<b>Autonomie</b>	25 km
<b>Moteurs</b>	x 2 moteurs brushless
<b>Batteries</b>	x 2 Lithium ION 7,5 AH / 24 V (180 Wh)
<b>Poids batterie</b>	1,4 kg
<b>Puissance</b>	2 x 250 Watts
<b>Rayon de braquage</b>	88 cm
<b>Pente maximale</b>	9°
<b>Roues</b>	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
<b>Hauteur d'assise</b>	51 cm
<b>Largeur d'assise</b>	Coussin de série 45 cm Possibilités 50 ou 55 cm (kits élargisseurs en option)
<b>Profondeur d'assise</b>	43 cm - 48 cm
<b>Poids utilisateur</b>	Max 120 kg
<b>Coussin</b>	Amovible. Déhoussable. Lavable
<b>Accoudoirs</b>	Réglables en hauteur
<b>Dossier</b>	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
<b>Dimensions</b>	100 cm (H) x 62 cm (L) x 102 cm (P)
<b>Dimensions plié</b>	76 cm (H) x 32 cm (L) x 78 cm (P)
<b>Garantie</b>	2 ans hors batteries et pièces d'usure



REPOSE-PIEDS SÉPARÉS

EL&FLEX

Tél. : 09 67 66 51 29 • Mail : [info@eloflex.fr](mailto:info@eloflex.fr) • [www.eloflex.fr](http://www.eloflex.fr)



PRODUIT  
HORS LPP

☐ DEVIS (valable 1 mois)

☐ COMMANDE

EL&FLEX

JANVIER 2026

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
<b>MODÈLE</b>					
Eloflex modèle X	7350006080623		3 402,84 €	3 590,00 €	-
<b>ACCESSOIRES</b> (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
<b>Assise - Dossier</b>					
Coussin 5 cm	7350006080128		74,88 €	79,00 €	-
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	-
Ease One : coussin cassette 42,5 cm	7350006084225		321,33 €	339,00 €	-
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	-
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm	7350006085253		254,98 €	269,00 €	-
Ease Rest : housses accoudoirs confort (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	-
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Kit élargisseur 5 cm	7350006080784		36,02 €	38,00 €	-
Kit élargisseur 10 cm	7350006080968		36,02 €	38,00 €	-
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-
<b>Batterie</b>					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	-
<b>Manette</b>					
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit	7350006087806		150,71 €	159,00€	-
Pantographe gauche	7350006087813		150,71 €	159,00€	-
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	-
<b>Roues</b>					
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
<b>Tête</b>					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
<b>Tierce personne</b>					
Kit A commande tierce personne*	7350006086021		691,94 €	730,00 €	-
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	-
<b>Rangements - Autres accessoires</b>					
Housse de transport	7350006080708		175,36 €	185,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

TVA : 5,5%  
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés  
(selon stocks)

Date :  
Signature client (bon pour accord) :

Nom client final :  
Remarques :

\* Nous contacter (modifications  
à apporter en interne :  
délai supplémentaire de livraison)

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/2026 - Susceptibles de modifications.