

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

NOUVEAU

FIBRE DE CARBONE



Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle C3 AA0	7350006085994		5 677,73 €	5 990,00 €	9178573 : 2 702,81 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006087820		311,85 €	329,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080111 7350006080371		349,76 €	369,00 €	
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Pantographe droit	7350006087783		100,47 €	106,00€	
Pantographe gauche	7350006087790		100,47 €	106,00€	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Support de canne compact	7350006087752		55,92 €	59,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

C3

FICHE PRODUIT |



CADRE CARBONE
POIDS UTILISATEUR MAX. 160 KG

- Cadre en fibre de carbone
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible et rabattable
- Coussin amovible
- Sacoche de rangement
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3^{ème} batterie
- 4 roues gonflables
- Ultra-léger
- Sac de dossier inclus



Sac de dossier inclus



LPP : 9178573
LPPR : 2702,81 €

AA0

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006085994
Poids sans batteries	20 kg
Poids avec batteries	24 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km + 15 km si 3 ^{ème} batterie
Moteurs	x 2 moteurs brushless 250 Watts
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V Possibilité 3 ^{ème} batterie
Puissance	x 2 moteurs brushless 250 Watts
Rayon de braquage	87 cm
Roues	8" avant / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur d'assise	43 cm
Profondeur d'assise	44 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Manette	A gauche ou à droite, rabattable
Dossier	Fixe avec sac de dossier
Dimensions	95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)
Dimensions plié	75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)

ACCESSOIRES (en options)

- Adaptateur chargeur direct
- Appui-tête réglable
- Batterie (3^{ème})
- Kits extension manette
- Housse de protection
- Housse de transport
- Pantographe
- Pompe à air
- Rampes de chargement
- Roues confort avant
- Support manette gaucher
- Support de canne compact
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease Lumbar : support lombaires

Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.