

C3

PRODUIT
HORS LPP

- Cadre en fibre de carbone
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible et rabattable
- Coussin amovible
- Sacoche de rangement
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3^{ème} batterie
- 4 roues gonflables
- Ultra-léger
- Sac de dossier inclus



CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006085994
Poids sans batteries	20 kg
Poids avec batteries	24 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km + 15 km si 3 ^{ème} batterie
Moteurs	x 2 moteurs brushless 250 Watts
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V Possibilité 3 ^{ème} batterie
Puissance	x 2 moteurs brushless 250 Watts
Rayon de braquage	87 cm
Roues	8" avant / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur d'assise	43 cm
Profondeur d'assise	44 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Manette	A gauche ou à droite, rabattable
Dossier	Fixe avec sac de dossier
Dimensions	95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)
Dimensions plié	75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)
Garantie	2 ans hors pièces d'usure (6 mois) et batteries (1 an)



POIDS 20 KG (hors batteries)

Copyright Eloflex - Photos non contractuelles

ELOFLEX

Tél. : 09 67 66 51 29 • Mail : info@eloflex.fr • www.eloflex.fr

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
MODÈLE					
Eloflex modèle C3	7350006085994		5 677,73 €	5 990,00 €	-
ACCESSOIRES (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Assise - Dossier					
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Kit élargisseur 5 cm	7350006087943		31,28 €	33,00 €	-
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-
Batterie					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	-
Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080371		39,81 €	42,00 €	-
Manette					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit	7350006087783		150,71 €	159,00€	-
Pantographe gauche	7350006087790		150,71 €	159,00€	-
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-
Roues					
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
Roue 8" pneumatique (l'unité)	7350006085918		68,25 €	72,00 €	-
Tête					
Appui-tête multi-réglages	7350006087820		311,85 €	329,00 €	-
Rangements - Autres accessoires					
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	-
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	-
Sac de dossier	7350006087776		55,92 €	59,00 €	-
Support de canne compact	7350006087752		55,92 €	59,00 €	-

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

TVA : 5,5%
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés
(selon stocks)