

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

NOUVEAU

FIBRE DE CARBONE



Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle C3 <span style="background-color: #00a0e3; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">AA0</span>	7350006085994		5 677,73 €	5 990,00 €	9178573 : 2 702,81 €
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Batterie Avec câble 3 <sup>ème</sup> batterie	7350006080111 7350006080371		349,76 €	369,00 €	
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		254,98 €	269,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

**L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.**

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

# C3

FICHE PRODUIT |



CADRE CARBONE  
POIDS UTILISATEUR MAX. 160 KG



- Cadre en fibre de carbone
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible et rabattable
- Coussin amovible
- Sacoche de rangement
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3<sup>ème</sup> batterie
- 4 roues gonflables
- Ultra-léger

LPP : 9178573  
LPPR : 2702,81 €

AA0

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006085994
Poids sans batteries	20 kg
Poids avec batteries	24 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km + 15 km si 3 <sup>ème</sup> batterie
Moteurs	x 2 moteurs brushless 250 Watts
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V Possibilité 3 <sup>ème</sup> batterie
Puissance	x 2 moteurs brushless 250 Watts
Rayon de braquage	87 cm
Roues	8" avant / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur d'assise	43 cm
Profondeur d'assise	44 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Manette	A gauche ou à droite, rabattable
Dossier	Fixe
Dimensions	95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)
Dimensions plié	75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)

### ACCESSOIRES (en options)

- Adaptateur chargeur direct
- Kits extension manette
- Housse de protection
- Housse de transport
- Pompe à air
- Rampes de chargement
- Roues confort avant
- Sac de dossier
- Support manette gaucher
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease Lumbar : support lombaires

Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.