



Description	AA1	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle L		7350006080067		3 308,06 €	3 490,00 €	9179070 : 3 487,95 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)						
Adaptateur chargeur direct		7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable		7350006080241		207,58 €	219,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie		7350006080111		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm		7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 47,5 cm		7350006084256		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 52,5 cm		7350006084263		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm		7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm		7350006084683		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm		7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Wedge : coussin grandes jambes 47,5 cm		7350006085819		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Wedge : coussin grandes jambes 52,5 cm		7350006085826		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires		7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)		7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales		7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm		7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Extension de repose-pieds		7350006081019		36,02 €	38,00 €	
Housse de protection		7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport		7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Kit A tierce personne		7350006086021		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop		7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm		7350006080784		36,02 €	38,00 €	
Kit élargisseur 10 cm		7350006080968		36,02 €	38,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm		7350006081972		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm		7350006081989		60,66 €	64,00 €	
Pantographe droit		7350006087806		150,71 €	159,00€	
Pantographe gauche		7350006087813		150,71 €	159,00€	
Poignées arrière droite et gauche		7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Potence de direction		7350006080036		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)		7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Repose jambes droit		7350006082016		150,71 €	159,00 €	
Repose jambes gauche		7350006082023		150,71 €	159,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)		7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sacoche latérale		7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier		7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin		7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support de canne		7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support de canne compact		7350006087769		50,24 €	53,00 €	
Support manette pour gaucher		7350006084034		30,33 €	32,00 €	

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :



LE PLUS COMPACT



- Barre confort
- Accoudoirs escamontables
- Manette amovible
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable

LPP : 9179070
LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006080067

Poids sans batteries	25,5 kg
Poids avec batteries	29,5 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 200 Watts
Rayon de braquage	76 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 10" arrière (pleines)
Hauteur d'assise	52 cm
Largeur d'assise	Coussin de série 45 cm Possibilités 50 ou 55 cm (kits élargisseurs en option)
Profondeur d'assise	43 cm - 48 cm
Poids utilisateur	Max 120 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Dimensions	95 cm (H) x 59 cm (L) x 99 cm (P)
Dimensions plié	70 cm (H) x 59 cm (L) x 35 cm (P)

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire

ACCESSOIRES (en options)

- Adaptateur chargeur direct
- Appui-tête réglable
- Coussin 10 cm
- Extension repose-pieds
- Housse de protection
- Housse de transport
- Kit A tierce personne
- Kit de direction et feux stop
- Kit élargisseurs
- Kits extension manette
- Pantographe
- Poignées arrière droite et gauche
- Potence de direction
- Rampes (x2)
- Repose jambes
- Roues confort avant
- Sacoche latérale
- Sac de dossier
- Supports de canne
- Support manette gaucher
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease One : coussin cassette
- Ease One - Housse protection incontinence
- Ease Wedge : coussin grandes jambes
- Ease Lumbar : support lombaires
- Ease Rest : housses accoudoirs
- Ease Tube : support dorsales

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.