

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle R AA1	7350006086007		3 781,99 €	3 990,00 €	9179070 : 3 487,95 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006080241		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080111 7350006080371		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm*	7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm*	7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales	7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	
Kit A tierce personne	7350006086021		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Pantographe droit	7350006087783		100,47 €	106,00€	
Pantographe gauche	7350006087790		100,47 €	106,00€	
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	

* Utilisateur max. 135 kg

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date : _____ Nom client final : _____
Signature client (bon pour accord) : _____ Remarques : _____

R

FICHE PRODUIT



- Barre confort
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Accoudoirs réglables en profondeur
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- 4 suspensions
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Crochet de verrouillage position pliée
- Roues gonflables arrière

NOUVEAU

4 SUSPENSIONS



LPP : 9179070

LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006086007

Poids sans batteries	29 kg
Poids avec batteries	32,5 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	88 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur d'assise	43 cm
Profondeur d'assise	43-48 cm
Accoudoirs	réglables avant/arrière 50 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable de 8 à 30° - Tension tissu ajustable
Dimensions	102,5 cm (H) x 62 cm (L) x 108,5 cm (P)
Dimensions plié	44 cm (H) x 62 cm (L) x 89 cm (P)

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire
Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

ACCESSOIRES (en options)

- Adaptateur chargeur direct
- Appui-tête réglable
- Batterie (3ème)
- Coussin 10 cm
- Housse de protection
- Kit A tierce personne
- Kit de direction et feux stop
- Kits extension manette
- Pantographe
- Pneus confort arrière
- Poignées arrière droite et gauche
- Pompe à air
- Potence de direction
- Rampes (x2)
- Roues confort avant
- Sac de dossier
- Supports de canne
- Support manette gaucher
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease One : coussin cassette
- Ease One - Housse protection incontinence
- Ease Wedge : coussin grandes jambes
- Ease Lumbar : support lombaires
- Ease Rest : housses accoudoirs
- Ease Tube : support dorsales

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.