

- Dossier inclinable
- Accoudoirs réglables en hauteur et en longueur
- Manette amovible et réglable en profondeur
- Largeur d'assise réglable via les accoudoirs
- Hauteur d'assise réglable en hauteur
- Coussin confort amovible
- Tissu de dossier réglable
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds pliables, escamotables et réglables en hauteur
- Roues gonflables arrière
- Roues confort avant



CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006084737
Poids sans batteries	28,5 kg
Poids avec batteries	32 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	78 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (confort) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	Réglable de 47 à 52 cm
Largeur d'assise	Réglable de 36 à 44 cm (accoudoirs écartés)
Profondeur d'assise	36 cm
Poids utilisateur	Max 90 kg
Manette	Réglable en profondeur
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Repose-pieds	Rabattable et réglable (4,5 cm plus haut)
Accoudoirs	Réglables en hauteur et en longueur
Dimensions	89 cm (H) x 55 cm (L) x 100 cm (P)
Dimensions plié	75 cm (H) x 55 cm (L) x 36 cm (P)
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



MODÈLE ENFANTS



PRODUIT
HORS LPP

☐ DEVIS (valable 1 mois)

☐ COMMANDE

EL&FLEX

MAI 2026

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
MODÈLE					
Eloflex modèle K	7350006084737		4 066,35 €	4 290,00 €	-
ACCESSOIRES (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Assise - Dossier					
Ease One K : coussin cassette 37 cm	7350006086045		359,24 €	379,00 €	-
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Ease Rest : housses accoudoirs confort (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	-
Ease Tube : support dorsales confort	7350006085277		74,88 €	79,00 €	-
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-
Batterie					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
Manette					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	-
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit	7350006087806		150,71 €	159,00€	-
Pantographe gauche	7350006087813		150,71 €	159,00€	-
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-
Roues					
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" pneumatique (l'unité)	7350006085918		55,92 €	59,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
Tête					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
Tierce personne					
Kit A commande tierce personne	7350006086021		691,94 €	730,00 €	-
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	-
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	-
Rangements - Autres accessoires					
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	-
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

TVA : 5,5%
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés
(selon stocks)

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/05/2026 - Susceptibles de modifications.