



Description	AA1	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle D2		7350006080616		3 687,20 €	3 890,00 €	9179070 : 3 487,95 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)						
Adaptateur chargeur direct		7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable		7350006080241		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 ^{ème} batterie		7350006080111 7350006080371		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm*		7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 47,5 cm*		7350006084256		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 52,5 cm*		7350006084263		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm		7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm		7350006084683		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm*		7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires		7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)		7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales		7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm		7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Extension de repose-pieds		7350006081019		36,02 €	38,00 €	
Housse de protection		7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Kit A tierce personne		7350006086021		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop		7350006084652		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm		7350006080784		33,18 €	35,00 €	
Kit élargisseur 10 cm		7350006080968		36,02 €	38,00 €	
Kit extension manette 0-40 mm		7350006083211		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm		7350006084058		65,40 €	69,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm		7350006084065		65,40 €	69,00 €	
Pantographe droit		7350006087783		100,47 €	106,00€	
Pantographe gauche		7350006087790		100,47 €	106,00€	
Pneu 12" confort noir (l'unité)		7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Poignées arrière droite et gauche		7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Pompe à air		7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction		7350006080074		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)		7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)		7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sacoche latérale		7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier		7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin		7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support de canne		7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support de canne compact		7350006087769		50,24 €	53,00 €	
Support manette pour gaucher		7350006084041		30,33 €	32,00 €	

* Utilisateur max. 135 kg

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

D2

FICHE PRODUIT



SE DIVISE EN 2



- Barre confort
- Accoudoirs escamontables
- Manette amovible et rabattable
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables arrière

LPP : 9179070

LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006080616

ACCESSOIRES (en options)

Poids sans batteries	30 kg
Poids avec batteries	34 kg
Poids divisé	14 kg et 16 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km + 15 km si 3 ^{ème} batterie ajoutée
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh) Possibilité 3 ^{ème} batterie
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	89 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	50 cm
Largeur d'assise	Coussin de série 45 cm Possibilités 50 ou 55 cm (kits élargisseurs en option)
Profondeur d'assise	44 cm - 47 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Dimensions	96 cm (H) x 62 cm (L) x 107 cm (P)
Dimensions plié	76 cm (H) x 62 cm (L) x 45 cm (P)
Dimensions partie haute	67 cm (H) x 62 cm (L) x 50 cm (P)
Dimensions partie basse	52 cm (H) x 62 cm (L) x 35 cm (P)

- Adaptateur chargeur direct
- Appui-tête réglable
- Batterie (3^{ème})
- Coussin 10 cm
- Extension repose-pieds
- Housse de protection
- Kit A tierce personne
- Kit de direction et feux stop
- Kit élargisseurs
- Kits extension manette
- Pantographe
- Pneus confort arrière
- Poignées arrière droite et gauche
- Pompe à air
- Potence de direction
- Rampes (x2)
- Roues confort avant
- Sacoche latérale
- Sac de dossier
- Supports de canne
- Support manette gaucher
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease One : coussin cassette
- Ease One - Housse protection incontinence
- Ease Wedge : coussin grandes jambes
- Ease Lumbar : support lombaires
- Ease Rest : housses accoudoirs
- Ease Tube : support dorsales

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire
Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil.
Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks - TVA 5,5%.