

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE**Poids sans batteries** : 42,5 kg**Poids avec batteries** : 49 kg**Vitesse max** : 8 km/h**Autonomie max.** :

40 km utilisateur(rice) 100 kg

27 km utilisateur(rice) 200 kg

**Moteurs** : x 2 (Brushless de 400 W)**Batteries** : x 2 Lithium Ion 20 Ah / 24 V (480 Wh)+ emplacement 3<sup>ème</sup> batterie**Rayon de braquage** : 99 cm**Roues** : 9" avant (gonflables) /

13" arrière (gonflables)

**Pente max.** : 12 degrés**Hauteur d'assise** : 54 cm**Largeur assise coussin** : 51 cm**Largeur assise avec kit élargisseur** : 56 ou 61 cm**Profondeur d'assise** : 51 cm**Accoudoirs** : relevables et réglables**Dossier** : fixe**Dimensions** : 103 cm (H) x 66 cm (L) x 115 cm (P)**Dimensions plié** : 83 cm (H) x 66 cm (L) x 45 cm (P)**Poids max.de l'utilisateur** : 200 kg**Pression d'air roues arrière** : 2,5 kg**Batteries d'origine non compatibles pour le transport aérien****Kit batteries avion disponible en accessoires**

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle H <span style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">AA0</span>	7350006080852		4 729,86 €	4 990,00 €	9178573 : 2 702,81 €
<b>Accessoires</b> (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006081088		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable Avec bloc de serrage	7350006080241 7350006084195		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie Avec câble 3 <sup>ème</sup> batterie	7350006080234 7350006081057		501,42 €	529,00 €	
Coussin chauffant	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Ease One : coussin cassette 47,5 cm <sup>(1)</sup>	7350006084256		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 52,5 cm <sup>(1)</sup>	7350006084263		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm	7350006084683		55,92 €	59,00 €	
Ease One : housse protection incontinence 52,5 cm	7350006084690		55,92 €	59,00 €	
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	
Kit A tierce personne	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit batteries avion	7350006084102		615,17 €	649,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006082108		36,97 €	39,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006082115		36,97 €	39,00 €	
Manette à clé sans fauteuil	7350006081965		302,37 €	319,00 €	
Manette à clé avec fauteuil	7350006081743		156,40 €	165,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		254,98 €	269,00 €	
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Support de canne	7350006083227		56,87 €	60,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	

**(1) Coussin ease one : utilisateur max. 135 kg**

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

**L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.**

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :