

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
Fauteuil modèle X AA1	7350006080623		3 402,84 €	3 590,00 €	9179070 : 3 487,95 €
Accessoires (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006080241		217,06 €	229,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm*	7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm	7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Coussin 5 cm	7350006080128		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Housse de transport	7350006080708		175,36 €	185,00 €	
Kit A tierce personne**	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006080784		33,18 €	35,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006080968		36,02 €	38,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081941		60,66 €	64,00 €	
Manette à clé sans fauteuil	7350006081965		302,37 €	319,00 €	
Manette à clé avec fauteuil	7350006081743		156,40 €	165,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	

* Utilisateur max. 135 kg

** Nous contacter (modifications à apporter en interne : délai supplémentaire de livraison)

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

X

FICHE PRODUIT



REPOSE-PIEDS SÉPARÉS



- Poignées rabattables
- Dossier inclinable
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- Manette amovible
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds pliables, escamotables et réglables en hauteur
- Roues gonflables arrière

LPP : 9179070
LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 7350006080623

Poids sans batteries	25 kg
Poids avec batteries	28 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	25 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 7,5 AH / 24 V (180 Wh)
Poids batterie	1,4 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	88 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	51 cm
Largeur d'assise	Coussin de série 45 cm Possibilités 50 ou 55 cm (kits élargisseurs en option)
Profondeur d'assise	43 cm - 48 cm
Poids utilisateur	Max 120 kg
Manette	A gauche, à droite ou sur le dossier*
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Accoudoirs	Réglables en hauteur
Dossier	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable
Dimensions	100 cm (H) x 62 cm (L) x 102 cm (P)
Dimensions plié	76 cm (H) x 32 cm (L) x 78 cm (P)

ACCESSOIRES (en options)

- Adaptateur chargeur direct
- Appui-tête réglable
- Coussin 10 cm
- Housse de transport
- Kit A tierce personne
- Kit de direction et feux stop
- Kit élargisseurs
- Kits extension manette
- Manette à clé
- Pneus confort arrière
- Pompe à air
- Potence de direction
- Roues confort avant
- Sacoche latérale
- Sac de dossier
- Support de canne
- Support manette gaucher
- Système chauffant pour coussin

Gamme Ease :

- Ease One 42,5 cm : coussin cassette
- Ease One 42,5 cm - Housse protection incontinence
- Ease Wedge : coussin grandes jambes
- Ease Lumbar : support lombaires
- Ease Rest : housse accoudoir

* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire
Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.