

- Poignée de conduite rabattable
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur
- Manette amovible et rabattable
- Dossier réglable en hauteur
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Palette extra-large
- Emplacement 3<sup>ème</sup> batterie
- Suspensions avant
- Roues gonflables avant/arrière



CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006080852
<b>Poids sans batteries</b>	42,5 kg
<b>Poids avec batteries</b>	49 kg
<b>Vitesse</b>	8 km/h
<b>Autonomie</b>	40 km utilisateur(rice) 100 kg 27 km utilisateur(rice) 200 kg
<b>Moteurs</b>	x 2 moteurs brushless
<b>Batteries</b>	x 2 Lithium Ion 20 Ah / 24 V (480 Wh) Possibilité 3 <sup>ème</sup> batterie
<b>Poids batterie</b>	3,2 kg
<b>Puissance</b>	2 x 400 Watts
<b>Rayon de braquage</b>	99 cm
<b>Pente maximale</b>	12°
<b>Roues</b>	9" avant / 13" arrière (gonflables)
<b>Hauteur d'assise</b>	54 cm
<b>Largeur d'assise</b>	Coussin de série 51 cm Possibilités 56 ou 61 cm (kits élargisseurs en option)
<b>Profondeur d'assise</b>	51 cm
<b>Poids utilisateur</b>	Max 200 kg
<b>Manette</b>	A gauche, à droite ou sur le dossier*
<b>Coussin</b>	Amovible. Déhoussable. Lavable
<b>Dossier</b>	Tension réglable
<b>Dimensions</b>	103 cm (H) x 66 cm (L) x 115 cm (P)
<b>Dimensions plié</b>	83 cm (H) x 66 cm (L) x 45 cm (P)
<b>Garantie</b>	2 ans hors batteries et pièces d'usure



**Batteries d'origine non compatibles pour le transport aérien.**  
**Kit batteries avion disponible en accessoires.**



PRODUIT  
HORS LPP

☐ DEVIS (valable 1 mois)

☐ COMMANDE

EL&FLEX

JANVIER 2026

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
MODÈLE					
Eloflex modèle H	7350006080852		4 729,86 €	4 990,00 €	-
ACCESSOIRES (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Assise - Dossier					
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Kit élargisseur 5 cm	7350006082108		36,97 €	39,00 €	-
Kit élargisseur 10 cm	7350006082115		36,97 €	39,00 €	-
Batterie					
Adaptateur chargeur direct	7350006081088		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080234		501,42 €	529,00 €	-
Avec câble 3 <sup>ème</sup> batterie	7350006081057		28,44 €	30,00 €	-
Kit batteries avion	7350006084102		615,17 €	649,00 €	-
Manette					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit	7350006087783		150,71 €	159,00€	-
Pantographe gauche	7350006087790		150,71 €	159,00€	-
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-
Roues					
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Tête					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
Avec bloc de serrage	7350006084195				
Tierce personne					
Kit A commande tierce personne	7350006083204		691,94 €	730,00 €	-
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	-
Rangements - Autres accessoires					
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	-
Kit de direction et feux stop	7350006084699		292,89 €	309,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	-
Support de canne	7350006083227		56,87 €	60,00 €	-
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

TVA : 5,5%  
Délais de livraison 7 à 10 jours ouvrés  
(selon stocks)

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/2026 - Susceptibles de modifications.