



Performants

Fiables

Compacts

Innovants

Les fauteuils roulants électriques pliables
qui vous simplifient
la vie !

EL&FLEX



Modèle P



Uniques

Pliables



Pliez, déployez... cette manipulation ne vous prendra que **quelques secondes avec une facilité déconcertante.**

Grâce à son faible poids, vous pouvez charger votre fauteuil facilement dans votre voiture.

Avec Eloflex soyez libre et heureux de vous déplacer où bon vous semble. Vous n'utilisez pas votre Eloflex ? Rangez-le simplement chez vous.

Transportables



Équipés de cadres en aluminium ou en fibre de carbone de haute qualité, les modèles Eloflex sont légers et permettent de gagner en autonomie de batterie, en mobilité et en liberté ! Précis, ils possèdent une stabilité remarquable et un confort de conduite impressionnant.

Vous ne serez plus dépendant des transports pour handicapés.

Compacts

Le design compact des Eloflex les rend extrêmement maniables. Grâce à leurs rayons de braquage très courts **vous pourrez naviguer facilement** dans les magasins, restaurants ou endroits bondés. Vous allez désormais prendre peu de place et pourrez même utiliser les toilettes publics.

Un Eloflex s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Modèle C3



Qualitatifs

Modèles F



Technologies modernes

Les Eloflex sont de véritables petites merveilles. Nous avons combiné ingénierie, technologie et matériaux modernes pour créer des fauteuils roulants électriques parfaits.

Préférez la précision, la stabilité et la maniabilité !

2 batteries* performantes offrent une autonomie de 30 km en moyenne avec une seule charge.

*Possibilité d'une 3^{ème} batterie en option sur les modèles P, D2, H, C3 et R).



Testés et approuvés

La qualité et la longévité sont des caractéristiques importantes pour nous. Les Eloflex ont été testés et approuvés CE.

Ils sont conformes aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux et bénéficient des normes ISO-7176 et IEC-60601. Les batteries sont approuvées UN38.

Optez pour l'originalité et la fiabilité !



Voyagez avec Eloflex

Un fauteuil roulant électrique pliable **Eloflex se transporte très facilement.**


Ils sont parfaits pour tous ceux qui aiment voyager en voiture, en bus ou en train ou pourquoi pas en croisière.

Les fauteuils roulants électriques pliables Eloflex vous permettent également de prendre l'avion grâce à leurs batteries compactes et certifiées.

“ CHOISIR ELOFLEX C'EST CHOISIR LA QUALITÉ ET LE CONFORT ”



Modèle D2



Modèle F



Modèle C3

Continuez à profiter d'une vie riche en sorties et en voyages

Les véhicules roulants électriques suédois

Créé par deux Suédois, eux-mêmes en fauteuil, et qui développent et fabriquent depuis 2002 des fauteuils roulants manuels légers, Eloflex a profité de toutes ces années d'expérience pour se doter d'une conception innovante et ergonomique, d'une maniabilité exceptionnelle, de matériaux intelligents (fibre de carbone, aluminium) et d'une **qualité incomparable.**

Et, cerise sur le gâteau, ce sont des fauteuils **totalelement pliables !**

Votre meilleur ami

Que vous soyez un actif à la recherche d'un fauteuil roulant complémentaire flexible, un utilisateur fragilisé par une maladie ou juste âgé, retrouvez la liberté de vous déplacer.

Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés à marcher que vous ne devez plus sortir.

Avec Eloflex, vous pouvez vous promener en voiture, rendre visite à vos petits-enfants, profiter des restaurants, musées, parcs... Eloflex est votre meilleur ami.

Avec Eloflex vous gagnez en liberté

Être libre et se sentir bien font partie des grandes joies de la vie. Cela peut paraître évident pour certains mais peut devenir difficile pour ceux qui manquent de force.

Prendre l'air, profiter des premiers rayons du soleil du printemps... devrait être un droit pour tous. Avec un Eloflex, c'est possible !

Nous comprenons bien entendu qu'un fauteuil roulant électrique pliable ne convient pas à tout le monde, mais nos utilisateurs, qui ont été victimes d'un AVC, d'une MS, d'une dystrophie musculaire, de Parkinson... nous ont tous dit la même chose :

Eloflex a changé leur vie.



Modèle X

Les modèles

Jeune ou vieux, fort ou faible, il existe un Eloflex pour chaque utilisateur. Nos châssis en aluminium ou en fibre de carbone offrent le poids le plus léger possible. Vous trouverez ci-dessous quelques caractéristiques qui rendent un Eloflex unique.



PLIABLES

Tous nos fauteuils sont pliables et se chargent aisément dans un coffre de voiture ou pour un transport aérien.



2 BATTERIES OU PLUS

Avec un Eloflex vous avez une moyenne de 30 km d'autonomie. Possibilité d'une 3^{ème} batterie en option sur les modèles D2, P, H, C3 et R.



ROUES GONFLABLES

La plupart des Eloflex sont équipés de grandes roues arrière gonflables pour plus d'amorti sur sols irréguliers et donc plus de confort.



MOTEURS PUISSANTS

Tous les Eloflex sont équipés de 2 moteurs brushless puissants de dernière génération.



ERGONOMIQUES

Pour faciliter les transferts les accoudoirs Eloflex sont relevables et le repose-pied mono-palette se replie sous l'assise.



CEINTURE DE SÉCURITÉ

La sécurité est importante et ne doit pas être minimisée c'est pourquoi tous nos modèles sont équipés d'une ceinture de sécurité.



ANTI-BASCULEMENT

Les Eloflex sont dotés d'un système anti-basculement pour le passage de débords ou trottoirs en toute sécurité. (max. 6 cm).



PRATIQUES

La housse de coussin peut être lavée en machine pour une hygiène maximale. Sous l'assise se trouve une sacoche pour vos effets personnels.

Et bien d'autres options à découvrir...



Modèle L

Dossier
inclinable

Grâce sa conception unique et son faible encombrement, il est LE modèle pour ceux qui recherchent facilité et tranquillité d'esprit.



Le modèle Eloflex L est notre **modèle original**. Avec sa hauteur d'assise de 52 cm il convient à tous. Il est équipé de roues pleines à l'avant et à l'arrière permettant des déplacements **sans le moindre risque de crevaison**.

Sa **conception compacte** lui confère un des rayons de braquage les plus courts du marché. Il se faufile facilement entre les portes étroites, dans les petits ascenseurs et se chargera facilement dans une voiture classique. Une véritable économie d'équipement.

Comme tous les Eloflex, le modèle L est équipé de 2 batteries de série pour une autonomie moyenne de 30 km.

- Poids : 29,5 kg (batteries incluses)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 52 cm
- Largeur d'assise : 45 cm (50 ou 55 avec kits en option)
- Poids max utilisateur : 120 kg

Modèle F

Dossier
inclinable

L'Eloflex F est notre modèle le plus populaire. Avec ses caractéristiques uniques il est LE fauteuil roulant électrique pliable le plus fiable du marché.



L'Eloflex F est notre **modèle le plus populaire**. Il est doté de nombreux équipements comme la barre confort, un repose-pieds réglable, un **dossier inclinable...**

C'est LE modèle parfait pour tous ceux qui ont des difficultés à marcher. Nos utilisateurs actifs le préfèrent pour leurs sorties au grand air sur des sols accidentés comme les graviers, le gazon, les pavés, les chemins de terre...

Son faible encombrement permet de le charger facilement dans une voiture. Ses deux batteries ultra-performantes offrent une autonomie de 30 km (soit 5 h de conduite) avec une seule charge.

- Poids : 30,5 kg (batteries incluses)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 52 cm
- Largeur d'assise : 45 cm (50 ou 55 avec kits en option)
- Poids max utilisateur : 120 kg

Modèle D2

L'Eloflex D2 est le modèle sans pareil de notre gamme de fauteuils roulants électriques pliables. Le seul modèle qui a la faculté de se diviser en 2 parties !



Dossier
inclinable

Poids max.
utilisateur
160 kg

Se divise
en 2

Avec le modèle Eloflex D2, nous proposons un fauteuil roulant électrique pliable différent : **divisible en 2 parties, dossier inclinable, possibilité de mettre une 3^{ème} batterie, barre confort, repose-pieds réglable...** un fauteuil unique au pliage rapide et à l'encombrement minimum lorsqu'il est plié ou divisé.

Sa capacité à se séparer en 2 lui permet d'être plus facilement transportable dans un coffre ou même sur des sièges arrière de voiture. Ses 2 batteries de série ultra-performantes offrent une autonomie de 30 km avec une seule charge. Nous avons ajouté un emplacement pour une 3^{ème} batterie en option, soit 15 km d'autonomie en plus !

- Poids : 30,5 kg (batteries incluses - 3^{ème} batterie en option)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 52 cm
- Largeur d'assise : 45 cm (50 ou 55 avec kits en option)
- Poids max utilisateur : 160 kg

Modèle X

L'Eloflex X est un modèle à la construction unique, spécialement conçue pour nos utilisateurs plus âgés.



Dossier
inclinable

Repose-
pieds
séparés

Pliage
en croix

Le modèle Eloflex X est le résultat de tous les commentaires et souhaits que nous avons reçus de nos utilisateurs les plus âgés au cours de ces dernières années.

Un modèle adapté aux seniors avec toutes les fonctions et solutions souhaitées. Sa conception, basée sur la technologie croisée, permet un pliage simple juste en soulevant le siège.

Le modèle X est équipé de **repose-pieds standards escamotables qui peuvent être basculés ou tout simplement retirés** pour faciliter l'entrée et la sortie de la personne. Il possède un **dossier inclinable** sur 3 angles, ses accoudoirs peuvent se régler sur 2 hauteurs différentes.

- Poids : 28 kg (batteries incluses)
- Autonomie : 25 km
- Hauteur d'assise : 51 cm
- Largeur d'assise : 45 cm (50 ou 55 avec kits en option)
- Poids max utilisateur : 120 kg

Modèle P

L'Eloflex P est notre modèle équipé d'une fonction d'inclinaison électrique du siège facilitant l'entrée et la sortie.



Dossier
inclinaison

Inclinaison
électrique
du siège

Poids max.
utilisateur
160 kg

Le modèle P est conçu pour ceux qui ont des difficultés à sortir d'un fauteuil classique. Avec une **assistance de levage électrique à 45°**, les déplacements sont plus sûrs et l'accès aux objets en hauteur est plus simple. Il possède une **hauteur d'assise plus élevée** que nos autres modèles, idéale pour les utilisateurs de grande taille.

Doté d'un **cadre renforcé** il saura répondre aux exigences de tous ceux qui ont besoin d'un fauteuil plus solide. Le modèle P reste toutefois léger et pliable en quelques secondes. Il peut être transporté en voiture ou pour vos voyages en avion, bateau, bus, train... Tout comme le D2, il possède un emplacement pour une 3^{ème} batterie en option.

- Poids : 33,5 kg (batteries incluses - 3^{ème} batterie en option)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 54 cm
- Largeur d'assise : 45 cm (50 ou 55 avec kits en option)
- Poids max utilisateur : 160 kg

Modèle H

Le modèle Eloflex H est notre modèle le plus puissant, spécialement conçu pour nos utilisateurs de grande taille et/ou de forte corpulence.



Poids max.
utilisateur
200 kg

Châssis
renforcé

Le modèle Eloflex H est un fauteuil roulant électrique pliable puissant qui peut être transporté dans une voiture. Il est **le plus spacieux de notre gamme**, idéal pour les personnes de grande taille. Il est doté d'une largeur et une hauteur d'assise généreuses et d'une construction qui assure un confort sans pareil.

Le modèle H est un chef-d'œuvre alliant design, qualité de finition, durabilité et **robustesse**. Grâce à ses moteurs puissants et à ses batteries deux fois plus endurantes, il offre des performances supérieures. Un modèle également parfait pour tous ceux qui vivent à la campagne.

- Poids : 49 kg (batteries incluses - 3^{ème} batterie en option)
- Autonomie : 40 km
- Hauteur d'assise : 54 cm
- Largeur d'assise : 51 cm (56 ou 61 avec kits en option)
- Poids max utilisateur : 200 kg

Batteries pour transport aérien en option.

Modèle C3

L'Eloflex C3 combine les caractéristiques les plus appréciées d'un Eloflex avec les avantages de pointe de la construction en fibre de carbone.



Cadre
en fibre de
carbone

20 kg
(hors
batteries)

Poids max.
utilisateur
160 kg

Réputée pour son incroyable rapport résistance/poids, la fibre de carbone est un matériau privilégié dans des applications telles que les vélos, les voitures, les bateaux, les avions et l'ingénierie structurelle. Equipé d'un **cadre en fibre de carbone** le modèle C3 vous garantit une expérience de conduite plus douce et plus agréable.

Pesant seulement 20 kg (hors batteries), l'Eloflex C3 se pare d'un **design élégant**, de roues robustes et de puissants moteurs Eloflex pour une expérience de conduite supérieure et fluide. Avec une capacité de charge maximale de **160 kg et un espace supplémentaire pour les batteries**, il répondra à toutes vos attentes et les surpassera.

- Poids : 24 kg (batteries incluses - 3^{ème} batterie en option)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 55 cm
- Largeur d'assise : 43 cm
- Poids max utilisateur : 160 kg

Modèle K

Eloflex K est le petit fauteuil roulant électrique léger et pliable pour les enfants et les jeunes de 7 à 15 ans qui s'ajuste au fur et à mesure que l'enfant grandit.



Pour
enfants
et ados

Dossier
inclinable

Réglages
multiples

L'Eloflex K est un fauteuil roulant électrique pliable innovant petit et léger qui présente le même design élégant que les autres modèles de la gamme Eloflex.

Ses grandes roues pneumatiques arrière et **ses roues confort** avant offrent un bon amorti et permettent le franchissement de petits obstacles comme ceux d'une cour d'école. Son rayon de **braquage est court et précis**.

Son **siège est réglable électriquement en hauteur, son assise est ajustable, ses accoudoirs réglables en hauteur et en longueur et son dossier est inclinable**. Facile à conduire, un enfant dès 7 ans peut le manipuler seul.

- Poids : 32 kg (batteries incluses)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 47 (<52) cm
- Largeur d'assise : 36 (<44) cm
- Poids max utilisateur : 90 kg

Modèle R

Dossier
inclinable

Grand
confort

Poids max.
utilisateur
160 kg

Le modèle Eloflex R offre un confort supérieur aux personnes qui restent toute la journée dans leur fauteuil.



Grâce à la **suspension de ses quatre roues**, ce fauteuil assure une conduite souple et confortable pour des personnes jusqu'à 160 kg.

Équipé de trois compartiments pour batteries, il offre une utilisation prolongée pour les longs trajets. Un **verrou de sécurité** pratique maintient le fauteuil roulant verrouillé lorsqu'il est plié, facilitant ainsi le transport et le rangement.

L'Eloflex R offre une solution de mobilité **au quotidien qualitative, fiable et performante.**

- Poids : 32,5 kg (batteries incluses - 3^{ème} batterie en option)
- Autonomie : 30 km
- Hauteur d'assise : 55 cm
- Largeur d'assise : 43 cm
- Poids max utilisateur : 160 kg
- Puissance moteurs : 2 x 250 W

Caractéristiques techniques

	L	F	D2	X	P
Poids à vide	25,5 kg	27 kg	30 kg	25 kg	30 kg
Poids + batteries	29,5 kg	30,5 kg	17 kg et 18 kg	28 kg	33,5 kg
Vitesse	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
Autonomie	30 km	30 km	30 km + 15 km*	25 km	30 km + 15 km*
Batteries de série	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 7,5 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt
Moteurs	2x200 W	2x250 W	2x250 W	2x250 W	2x250 W
Braquage	76 cm	78 cm	89 cm	88 cm	85 cm
Pente max.	9 degrés	9 degrés	9 degrés	9 degrés	9 degrés
Roues AV	8" pleines	8" pleines	8" pleines	8" pleines	8" pleines
Roues AR	10" pleines	12" gonflables	12" gonflables	12" gonflables	12" gonflables
Assise (H)	52 cm	52 cm	50 cm	51 cm	54 cm
Assise (L)	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
Assise (P)	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	43-48 cm	43-48 cm
Poids utilisateur	Max. 120 kg	Max. 120 kg	Max. 160 kg	Max. 120 kg	Max. 160 kg
Dossier	Inclinable	Inclinable	Inclinable	Inclinable	Inclinable
HxLxP	95x59x99 cm	95x63x100 cm	96x62x107 cm	100x62x102 cm	90x62x107 cm
HxLxP plié	70x59x35 cm	75x63x40 cm	76x62x45 cm	76x32x78 cm	74x62x40 cm
Code LPP	9179070	9179070	9179070	9179070	9179070

Kit A

La commande tierce personne pour les fauteuils roulants électriques pliables Eloflex.



Avec le kit A un accompagnant peut **facilement contrôler le fauteuil roulant électrique de manière confortable et sûre.**

Il se compose, en plus d'une nouvelle manette, de deux poignées et d'un boîtier de contrôle équipé d'un mini-joystick.

Avec cette commande, la manette du fauteuil peut rester en position normale et n'a plus besoin d'être déportée sur l'arrière. L'utilisateur peut reprendre le contrôle s'il le souhaite.

- Bluetooth : oui
- Lumière : avant
- Alimentation : à la manette
- Compatible : modèles F, P, H, D2, K et L (modèle X nous contacter)

H	C3	K	R
42,5 kg	20 kg	28,5 kg	29 kg
49 kg	24 kg	32 kg	33,5 kg
8 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
40 km + 20 km*	30 km + 15 km*	30 km	30 km + 15 km*
2x Lithium 20 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt	2x Lithium 10 Ah/24 Volt
2x400 W	2x250 W	2x250 W	2x250 W
99 cm	87 cm	78 cm	88 cm
12 degrés	9 degrés	9 degrés	9 degrés
9" gonflables	8" gonflables	8" confort	8" gonflables
13" gonflables	12" gonflables	12" gonflables	12" gonflables
51 cm	55 cm	47 à 52 cm	55 cm
51/56/61 cm	43 cm	36 à 44 cm	43 cm
51 cm	44 cm	36 cm	44 cm
Max. 200 kg	Max. 160 kg	Max. 90 kg	Max. 160 kg
Fixe	Fixe	Inclinable	Inclinable
103x66x115 cm	95x63x100 cm	89x55x100 cm	95x63x100 cm
83x66x45 cm	75x63x40 cm	75x55x36 cm	75x63x40 cm
9178573	9178573	9179070	9179070

Nos fauteuils sont tous livrés avec 2 batteries de série.

* 3^{ème} batterie disponible en option selon modèles.

Pression d'air recommandée pour les roues pneumatiques = 2,5 kg.

Eloflex est classé comme dispositif médical et répond aux exigences applicables du règlement de l'UE (2017/745), règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) qui garantissent la sécurité et les performances des dispositifs médicaux. Il est homologué CE, testé et homologué.



ecosystem
recycler c'est protéger



Choisissez les accessoires *adaptés à vos besoins*

Nous nous efforçons constamment de développer notre gamme d'accessoires.

Appui-tête, potence de direction, housses de protection et de transports, coussins, extensions, commande tierce personne, repose-jambes....

N'hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir tous nos accessoires qui, nous l'espérons, seront perfectionnés votre Eloflex.

eloflex.fr/accessoires

Votre distributeur spécialiste Eloflex le plus proche
pour un essai à domicile ou en magasin :



EL&FLEX
LES FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS

Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations,
d'actualités, de films, de photos :

eloflex.fr