

R

FRE
Classe B

- Barre confort
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Accoudoirs réglables en profondeur
- Sacoche de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- 4 suspensions
- Emplacement 3^{ème} batterie
- Crochet de verrouillage position pliée
- Roues gonflables arrière



Prix public LPPR/PLV : 3882,08 €

- Forfait MAD1 Niveau 2
250,00 € (LPPR)
- Forfait de livraison
50,00 € (LPPR)

Adjonctions disponibles

- Commande tierce personne
Kit A - 1500,00 € (LPPR)
- PAP membres inférieurs
Coussin ease - 600,00 € (LPPR)



4 SUSPENSIONS

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006086007
Poids sans batteries	29 kg
Poids avec batteries	32,5 kg
Vitesse	6,5 km/h
Autonomie	30 km
Moteurs	x 2 moteurs brushless
Batteries	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
Poids batterie	1,8 kg
Puissance	2 x 250 Watts
Rayon de braquage	88 cm
Pente maximale	9°
Roues	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur d'assise	De série 43 cm Possibilités 48 - 50 - 55 cm
Profondeur d'assise	43-48 cm
Accoudoirs	Réglables avant/arrière 50 cm
Poids utilisateur	Max 160 kg
Coussin	Amovible. Déhoussable. Lavable
Dossier	Inclinable de 8 à 30° - Tension tissu ajustable
Dimensions	102,5 cm (H) x 62 cm (L) x 108,5 cm (P)
Dimensions plié	89 cm (H) x 62 cm (L) x 44 cm (P)
Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure

EL&FLEX

Merci de bien vouloir remplir les quantités souhaitées

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
-------------	------	-----	--------	---------	----------

MODÈLE ET PACKAGES

Eloflex modèle R	7350006086007		3 679,70 €	3 882,08 €	9549207
Eloflex modèle R + PAP Ease One	7350006086007-O		4 248,42 €	4 482,08 €	9549207 + 9915356
Eloflex modèle R + PAP Ease Wedge	7350006086007-W		4 248,42 €	4 482,08 €	9549207 + 9915356
Eloflex modèle R + kit A	7350006086007-A		5 101,50 €	5 382,08 €	9549207 + 9975401

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE (merci de bien vouloir nous indiquer votre choix)

Ceinture de sécurité : ■ de série

☐ Pantographe : ☐ droit ☐ gauche

Largeur d'assise : ■ 43 cm de série ☐ 48 cm ☐ 50 cm ☐ 55 cm

☐ Kit éclairage (lumière, feux arrière, clignotants et feux de détresse)

☐ Protège vêtements

ACCESSOIRES (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)

Assise - Dossier					
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	-
Ease One : coussin cassette 42,5 cm*	7350006084225		360,19 €	380,00 €	9915356 : 600 € ⁽¹⁾
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	-
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm*	7350006085253		360,19 €	380,00 €	9915356 : 600 € ⁽¹⁾
Ease Rest : housses accoudoirs confort (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	-
Ease Lumbar : support lombaires confort	7350006085284		122,27 €	129,00 €	-
Ease Tube : support dorsale confort	7350006085277		74,88 €	79,00 €	-
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-
Batterie					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	-
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	-
Avec câble 3 ^{ème} batterie	7350006080371		18,96 €	20,00 €	-
Manette					
Kit extension manette 0-40 mm	7350006083211		60,66 €	64,00 €	-
Pantographe droit ⁽²⁾	7350006087783		150,71 €	159,00€	Sur devis ⁽³⁾
Pantographe gauche ⁽²⁾	7350006087790		150,71 €	159,00€	Sur devis ⁽³⁾
Support manette pour gaucher	7350006084041		30,33 €	32,00 €	-
Roues					
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	-
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	-
Roue 8" pneumatique (l'unité)	7350006085918		49,29 €	52,00 €	-

* Utilisateur max. 135 kg

(1) Code LPPR : 9915356 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 €

(2) Accessoire de série nouvelle nomenclature 1er décembre 2026 - En option pour les modèles antérieurs

(3) Code LPPR : 9975401 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis

Désignation	Réf.	Qté	PLV HT	PLV TTC	LPPR/PLV
Tête					
Appui-tête multi-réglages	7350006080241		207,58 €	219,00 €	-
Tierce personne					
Kit A commande tierce personne	7350006086021		691,94 €	730,00 €	9975401 : 1500 €
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	-
Potence de direction	7350006080074		70,14 €	74,00 €	-
Rangements - Autres accessoires					
Housse de protection	7350006082054		141,23 €	149,00 €	-
Kit de direction et feux stop ⁽²⁾	7350006084157		273,93 €	289,00 €	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		378,20 €	399,00 €	Sur devis ⁽³⁾
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	-
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	-
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	-

(2) Accessoire de série nouvelle nomenclature 1er décembre 2025 - En option pour les modèles antérieurs

(3) Code LPPR : 9975401 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :