

DEVIS (valable 1 mois) COMMANDE

Description	Réf.	Qté	Prix public HT	Prix public TTC	LPP
<b>Fauteuil modèle F</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">AA1</span>	7350006080685		3 308,06 €	3 490,00 €	9179070 : 3 487,95 €
<b>Accessoires</b> (Attention, en fonction des accessoires ajoutés, le fauteuil est susceptible de ne plus pouvoir se plier correctement ou entrer dans une housse)					
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,97 €	39,00 €	
Appui-tête réglable	7350006080241		207,58 €	219,00 €	9310080 : 63,41 €
Batterie	7350006080111		349,76 €	369,00 €	
Ease One : coussin cassette 42,5 cm	7350006084225		321,33 €	339,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 47,5 cm	7350006084256		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : coussin cassette 52,5 cm	7350006084263		330,81 €	349,00 €	6297797 : 173,79 €
Ease One : housse protection incontinence 42,5 cm	7350006084676		55,92 €	59,00 €	
Ease One : housse protection incontinence 47,5 cm	7350006084683		55,92 €	59,00 €	
Ease Wedge : coussin grandes jambes 42,5 cm	7350006085253		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Wedge : coussin grandes jambes 47,5 cm	7350006085819		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Wedge : coussin grandes jambes 52,5 cm	7350006085826		164,73 €	173,79 €	6297797 : 173,79 €
Ease Lumbar : support lombaires	7350006085284		122,27 €	129,00 €	
Ease Rest : housses accoudoirs (la paire)	7350006085260		112,80 €	119,00 €	
Ease Tube : support dorsales	7350006085277		74,88 €	79,00 €	
Coussin 10 cm	7350006080913		93,84 €	99,00 €	
Extension de repose-pieds	7350006081019		36,02 €	38,00 €	
Housse de protection	7350006080050		141,23 €	149,00 €	
Housse de transport	7350006081255		175,36 €	185,00 €	
Kit A tierce personne	7350006086021		677,02 €	714,26 €	9384686 : 714,26 €
Kit de direction et feux stop	7350006084157		273,93 €	289,00 €	
Kit élargisseur 5 cm	7350006080784		36,02 €	38,00 €	
Kit élargisseur 10 cm	7350006080968		36,02 €	38,00 €	
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		60,66 €	64,00 €	
Pantographe droit	7350006087806		100,47 €	106,00€	
Pantographe gauche	7350006087813		100,47 €	106,00€	
Pneu 12" confort noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	
Poignées arrière droite et gauche	7350006083181		169,67 €	179,00 €	
Pompe à air	7350006084072		18,01 €	19,00 €	
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		349,76 €	369,00 €	
Repose jambes droit	7350006082016		150,71 €	159,00 €	
Repose jambes gauche	7350006082023		150,71 €	159,00 €	
Roue 8" confort noire (l'unité)	7350006080227		55,92 €	59,00 €	
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	
Sac de dossier	7350006084126		74,88 €	79,00 €	
Système chauffant pour coussin	7350006084096		141,23 €	149,00 €	
Support de canne	7350006083228		31,28 €	33,00 €	
Support de canne compact	7350006087769		50,24 €	53,00 €	
Support manette pour gaucher	7350006084034		30,33 €	32,00 €	

TVA : 5,5%

Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total.

Délais de livraison : 10 jours ouvrés (selon stocks).

**L'ajout des multiples accessoires peut empêcher le pliage du fauteuil.**

Date :

Nom client final :

Signature client (bon pour accord) :

Remarques :

# F

FICHE PRODUIT |



LE PLUS POPULAIRE



- Barre confort
- Accoudoirs escamotables
- Manette amovible
- Dossier inclinable
- Tissu de dossier réglable
- Coussin confort amovible
- Sacoches de rangement
- Protège chevilles
- Repose-pieds réglable et rabattable
- Roues gonflables arrière

LPP : 9179070  
LPPR : 3487,95 €

AA1

CARACTÉRISTIQUES	Réf. 7350006084706	ACCESSOIRES (en options)
<b>Poids sans batteries</b>	27 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptateur chargeur direct</li> <li>• Appui-tête réglable</li> <li>• Coussin 10 cm</li> <li>• Extension repose-pieds</li> <li>• Housse de protection</li> <li>• Housse de transport</li> <li>• Kit A tierce personne</li> <li>• Kit de direction et feux stop</li> <li>• Kit élargisseurs</li> <li>• Kits extension manette</li> <li>• Pantographe</li> <li>• Pneus confort arrière</li> <li>• Poignées arrière droite et gauche</li> <li>• Pompe à air</li> <li>• Potence de direction</li> <li>• Rampes (x2)</li> <li>• Repose jambes</li> <li>• Roues confort avant</li> <li>• Sacoches latérales</li> <li>• Sac de dossier</li> <li>• Supports de canne</li> <li>• Support manette gaucher</li> <li>• Système chauffant pour coussin</li> </ul>
<b>Poids avec batteries</b>	30,5 kg	
<b>Vitesse</b>	6,5 km/h	
<b>Autonomie</b>	30 km	
<b>Moteurs</b>	x 2 moteurs brushless	
<b>Batteries</b>	x 2 Lithium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)	
<b>Poids batterie</b>	1,8 kg	
<b>Puissance</b>	2 x 250 Watts	
<b>Rayon de braquage</b>	78 cm	
<b>Pente maximale</b>	9°	
<b>Roues</b>	8" avant (pleines) / 12" arrière (gonflables)	
<b>Hauteur d'assise</b>	52 cm	
<b>Largeur d'assise</b>	Coussin de série 45 cm Possibilités 50 ou 55 cm (kits élargisseurs en option)	
<b>Profondeur d'assise</b>	43 cm - 48 cm	
<b>Poids utilisateur</b>	Max 120 kg	
<b>Manette</b>	A gauche, à droite ou sur le dossier*	
<b>Coussin</b>	Amovible. Déhoussable. Lavable	
<b>Dossier</b>	Inclinable jusqu'à 22° - Tension tissu ajustable	
<b>Dimensions</b>	95 cm (H) x 63 cm (L) x 100 cm (P)	
<b>Dimensions plié</b>	75 cm (H) x 63 cm (L) x 40 cm (P)	

\* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire  
Pression d'air recommandée pour les roues arrière = 2,5 kg

Frais de port offerts en France métropolitaine pour toute commande d'un fauteuil. Délais de livraison : 7-10 jours ouvrés selon les stocks. TVA 5,5%.

- Gamme Ease :
- Ease One : coussin cassette
  - Ease One - Housse protection incontinence
  - Ease Wedge : coussin grandes jambes
  - Ease Lumbar : support lombaires
  - Ease Rest : housses accoudoirs
  - Ease Tube : support dorsales