

# ELOFLEX

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT



ELOFLEX L

ELOFLEX L+



LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE  
QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE !



INNOVANT - COMPACT - ÉCONOME - PERFORMANT

# ELOFLEX EST UN FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE AUX CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

qui se transporte facilement pour tous vos voyages

## PLIABLE

Pliez, dépliez... cette manipulation ne vous prendra que **quelques secondes avec une facilité déconcertante.**

Grâce à son faible poids, vous pouvez charger votre fauteuil facilement dans votre voiture. Avec Eloflex, vous retrouvez votre liberté et la joie de vous déplacer où bon vous semble. Vous n'utilisez pas votre Eloflex ? Rangez-le tout simplement dans un placard, il ne prendra pas plus de place qu'une valise.



## LÉGER

Équipés d'un cadre en aluminium de haute qualité, le modèle Eloflex L ne pèse que 27 kg tandis que les versions L+ et M+ affichent un poids de 29 kg (batteries incluses).

Un poids léger permet de gagner en autonomie de batterie, en mobilité et en liberté !

**Vous ne serez plus dépendant des transports pour handicapés.**

## COMPACT

Le design compact d'Eloflex le rend aussi flexible qu'un fauteuil roulant manuel. Grâce à son rayon de braquage très court **vous pourrez naviguer facilement** dans les magasins, restaurants ou endroits bondés. Vous allez désormais prendre peu de place et pourrez même utiliser les toilettes publics.

Un Eloflex s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.








ELOFLEX L+

ELOFLEX L



## TECHNOLOGIES MODERNES

Les fauteuils Eloflex sont de vraies petites merveilles. Nous avons combiné ingénierie intelligente, nouvelle technologie et matériaux modernes pour créer un fauteuil roulant électrique optimal. **Préférez la précision, la stabilité et la maniabilité !** Ses 2 batteries ultras performantes vous offriront une autonomie de 30 km (soit 5 h de conduite) avec une seule charge.

## TESTÉS ET APPROUVÉS

La qualité et la longévité sont des caractéristiques importantes pour nous chez Eloflex. Les fauteuils Eloflex ont été testés et approuvés CE. Ils sont conformes aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux et bénéficient des normes ISO-7176 et IEC-60601. Les batteries sont approuvées UN38. **Optez pour l'Eloflex original et sa fiabilité !**

## VOYAGEZ AVEC ELOFLEX

Un fauteuil roulant électrique pliable **Eloflex se transporte très facilement.** Il est parfait pour tous ceux qui veulent emporter leur fauteuil en voiture, bus ou train. Eloflex vous permet également de voyager en avion grâce à ses batteries compactes et certifiées. A l'hôtel ou en location, votre fauteuil se fera tout petit.

# CHOISIR ELOFLEX C'EST CHOISIR LA QUALITÉ ET LE CONFORT



# Continuez à profiter d'une vie pleine de promenades, de voyages et de sorties



## AVEC UN FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE ELOFLEX VOUS GAGNEZ EN LIBERTÉ

### LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE SUÉDOIS

Créé par deux Suédois qui développent et fabriquent depuis 2002 des fauteuils roulants manuels légers, Eloflex a profité de ces 13 années d'expérience pour se doter d'une conception innovante ergonomique, d'une maniabilité exceptionnelle, de matériaux intelligents (titane, magnésium, aluminium) et d'une qualité incomparable. Et, cerise sur le gâteau, c'est un fauteuil totalement pliable !

### VOTRE MEILLEUR AMI

Que vous soyez un utilisateur actif à la recherche d'un fauteuil roulant complémentaire flexible, un utilisateur fragilisé par une maladie ou juste âgé, retrouvez la liberté de vous déplacer.

Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés à marcher que vous ne devez plus sortir.

Avec Eloflex, vous pouvez vous promener en voiture, rendre visite à vos petits-enfants, profiter des restaurants...

Eloflex est votre meilleur ami.

Être libre, se sentir bien et s'amuser font partie des grandes joies de la vie. Cela peut paraître évident pour certains mais peut devenir difficile pour ceux qui manquent de force au niveau des jambes. Être capable de sortir prendre l'air, profiter des premiers rayons du soleil du printemps... devrait être un droit pour tous. Avec un fauteuil roulant électrique pliable Eloflex, c'est possible !

Nous comprenons bien entendu qu'un fauteuil roulant électrique pliable ne convient pas à tout le monde, mais nos utilisateurs, qui ont été victimes d'un AVC, d'une MS, d'une dystrophie musculaire ou de la maladie de Parkinson nous ont tous dit la même chose : Eloflex a changé leur vie.





# IL EST FACILE DE COMPRENDRE COMMENT UN ELOFLEX PEUT CHANGER DE MANIÈRE POSITIVE LE QUOTIDIEN DE NOMBREUSES PERSONNES

## Témoignages



**Joseph F.**  
Nice

*On m'a dit que mon Eloflex a été conçu par un handicapé qui est aussi un ingénieur. Je le crois volontiers, car on s'en aperçoit tout de suite. D'abord, c'est un vrai fauteuil, dans lequel on se sent confortablement assis, ce qui est vraiment important. Ensuite, il est d'une exceptionnelle facilité d'utilisation. Il en faut, de l'ingéniosité, pour arriver à obtenir autant de simplicité : ce fauteuil se pilote avec deux doigts, il avance sans bruit à la vitesse choisie, il tourne sur lui-même, ce qui permet de se mouvoir dans un appartement encombré en slalomant parmi les meubles, il roule sans problème sur les trottoirs et les chemins damés ou légèrement gravillonnés, il se plie et se déplie en un clin d'oeil, bref, c'est une réussite. Je ne peux plus m'en passer. Merci à son inventeur qui a résolu une grande partie de mes problèmes.*



**Martine F.**  
Rezé

*La jeunesse retrouvée, le skate park, même pas peur, rire avec les petits enfants c'est génial. J'ai même eu droit aux bravos des skateurs et des promeneurs. Merci mon fauteuil !*



**Dennis J.**  
Suède

*Eloflex est le fauteuil roulant électrique optimal lorsque je pars en voyage. Facile à prendre sur un vol et sans frais. Dans la chambre d'hôtel ou dans ma voiture de location il prend peu de place. C'est tellement agréable de pouvoir faire ce que je veux. Je suis parti en Thaïlande et aux États-Unis plusieurs fois avec un fauteuil roulant manuel mais maintenant c'est fini ! Tout en électrique avec mon Eloflex, c'est beaucoup plus confortable.*



**Christian D.**  
Sainte-Soulle

*Compte tenu de l'évolution de ma maladie, j'étais à la recherche d'un fauteuil roulant plus adapté à mon besoin qui consiste à une utilisation relativement fréquente et pratique en intérieur comme en extérieur, et surtout avec un poids facile à manipuler lors des transferts en voiture sans modifier celle-ci. J'ai donc trouvé ces critères dans l'Eloflex L+ qui se plie et se déplie en quelques secondes ; c'est un appareil qui est très robuste avec une fabrication très soignée.*

**Marie B.**  
Bordeaux


*Je suis allée à Londres et c'était génial de naviguer dans les rues, les musées et les attractions. Auparavant, j'ai fait Barcelone et les Îles Canaries. Ces voyages n'auraient pas été possibles sans mon Eloflex. Ce fauteuil est incroyable. J'ai prévu cet été de partir en Italie.*

# MODÈLES

Que vous soyez jeune ou vieux, fort ou faible, il y a forcément un Eloflex pour vous



Modèle le plus populaire, nos utilisateurs actifs le préfèrent pour leurs sorties au grand air sur des sols accidentés comme le gravier, le gazon, les pavés... 2 moteurs puissants, grandes roues arrière gonflables 12", roues pleines avant de 8".



Avec une hauteur de siège plus basse que les versions L, Eloflex M+ convient aux utilisateurs de taille inférieure ou égale à 1m55. Ce modèle est très demandé dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements publics.

Eloflex L convient au plus grand nombre de personnes. Avec ses 2 batteries, son angle de braquage court et son encombrement réduit, le modèle L s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur. Ses accoudoirs et son repose-pieds relevables facilitent les mouvements et les transferts.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	ELOFLEX M+	ELOFLEX L	ELOFLEX L+
<b>Poids sans batteries</b>	25,6 kg	23,6 kg	25,6 kg
<b>Poids avec batteries</b>	29 kg	27 kg	29 kg
<b>Vitesse max.</b>	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h
<b>Autonomie max.</b>	30 km	30 km	30 km
<b>Moteurs</b>	2x moteurs brushless haute puissance		
<b>Batteries</b>	2x batteries Lithium Ion 9 Ah / 24 Volt		
<b>Poids par batterie</b>	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
<b>Temps de charge</b>	3 h	3 h	3 h
<b>Puissance totale</b>	2x 250 W	2x 200 W	2x 250 W
<b>Rayon de braquage</b>	80 cm	76 cm	78 cm
<b>Roues avant taille</b>	8 pouces (pleines)	8 pouces (pleines)	8 pouces (pleines)
<b>Roues arrière taille</b>	12 pouces (pneumatiques)	10 pouces (pleines)	12 pouces (pneumatiques)
<b>Hauteur de siège</b>	47 cm	52 cm	52 cm
<b>Largeur d'assise</b>	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Profondeur d'assise</b>	43 cm	43-46 cm	43-46 cm
<b>Poids supporté max.</b>	120 kg	120 kg	120 kg
<b>Manette</b>	À gauche, à droite ou sur le dossier*		
<b>Coussin</b>	Amovible, déhoussable et lavable en machine		
<b>Accoudoirs</b>	Relevables		
<b>Dossier</b>	Housse réglable	Housse réglable	Housse réglable
<b>Dimensions (cm)</b>	90(H) x 64(L) x 100(P)	95(H) x 59(L) x 99(P)	95(H) x 63(L) x 100(P)
<b>Dimensions plié (cm)</b>	75(H) x 64(L) x 40(P)	70(H) x 59(L) x 35(P)	75(H) x 63(L) x 40(P)
<b>Référence</b>	7350006080029	7350006080067	7350006080043
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans

\* Fixation au dossier par attache tubulaire vendue comme accessoire  
Pression d'air recommandée pour la roue arrière modèles Plus = minimum 2 kg / maximum 3 kg



Eloflex est classé comme un dispositif médical de l'AMP, il est approuvé CE et est conforme aux exigences de la loi sur les dispositifs médicaux. Classe B selon la norme NF EN 12184.

LPP : VPH à propulsion électrique dossier non inclinable : 4111854  
LPPR : 2702,81€





# ACCESSOIRES

Choisissez les accessoires adaptés à vos besoins



L'appui-tête



La housse de protection



La potence de direction




Le repose-pied réglable

Se plie facilement en 5 secondes



Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations, d'actualités, de films, de photos :

[www.eloflex.fr](http://www.eloflex.fr)



**EL&FLEX**

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT