



Pliage : en 5 secondes
Poids avec batteries : 29 kg
Poids sans batteries : 25,6 kg
Vitesse max : 6,5 km/h
Autonomie max. : 30 km par charge
Moteurs : x 2 (Brushless de 250 W)
Batteries : x 2 (Lithium Ion 10 AH / 24 V)
Puissance totale : 2 x 250 W
Rayon de braquage : 78 cm
Roues : 8" avant / 12" arrière

Pente max. : 9 degrés
Hauteur de siège : 52 cm
Largeur d'assise : 46 / 51 / 56 cm
Profondeur d'assise : 43-48 cm
Accoudoirs : relevables
Dossier : semi-inclinable (partie haute)
Dimensions : 95(H) X 61(L) x 100(P) cm
Dimensions plié : 75(H) X 61(L) x 40(P) cm
Poids max. utilisateur : 120 kg
Pression d'air roues arrière : 2,5 kg



Description	Réf.	Quantité	Prix public HT	Prix public TTC	Code LPP	LPPR
Fauteuil modèle F	7350006080685		2 834,12 €	3 190,00 €	9178573	2 702,81 €
Accessoires						
Adaptateur chargeur direct	7350006080197		36,02 €	38,00 €	-	-
Appui-tête réglable	7350006080241		183,89 €	194,00 €	-	-
Coussin AirPAD	7350006080791		188,63 €	199,00 €	-	-
Coussin 10 cm	7350006080913		91,00 €	96,00 €	-	-
NOUVEAU Coussin chauffant	7350006084096		141,23 €	149,00 €	-	-
Extension de repose-pieds	7350006081019		36,02 €	38,00 €	-	-
Housse de protection	7350006080050		100,47 €	106,00 €	-	-
Housse de transport	7350006081255		172,51 €	182,00 €	-	-
Kit d'élargissement 5 cm	7350006080784		39,81 €	42,00 €	SUR DEMANDE OFFERT AVEC VOTRE FAUTEUIL	
Kit d'élargissement 10 cm	7350006080968		39,81 €	42,00 €	SUR DEMANDE OFFERT AVEC VOTRE FAUTEUIL	
Kit Eloflex A tierce personne	7350006083204		677,02 €	714,26 €	9384686	714,26 €
Kit extension manette 20-50 mm	7350006081972		60,66 €	64,00 €	-	-
Kit extension manette 70-100 mm	7350006081989		60,66 €	64,00 €	-	-
Manette à clé	7350006081965		302,37 €	319,00 €	-	-
NOUVEAU Pompe à air	7350006084072		18,00 €	19,00 €	-	-
Potence de direction	7350006080036		70,14 €	74,00 €	-	-
Rampes de chargement (x2)	7350006081958		263,51 €	278,00 €	-	-
Repose jambes droit	7350006082016		150,71 €	159,00€	-	-
Repose jambes gauche	7350006082023		150,71 €	159,00€	-	-
Roue 8" gel noire (l'unité)	7350006080227		60,66 €	64,00 €	-	-
Pneu 12" gel noir (l'unité)	7350006081026		50,24 €	53,00 €	-	-
Sacoche latérale	7350006082061		70,14 €	74,00 €	-	-
NOUVEAU Support de canne	7350006083228		28,44 €	30,00 €	-	-
NOUVEAU Support manette pour gaucher	7350006080002		30,33 €	32,00 €	-	-

TVA : 5,5% - Frais de port accessoires et pièces de rechange offerts AVEC la commande d'un fauteuil en France métropolitaine. Pour toute commande d'accessoires ou pièces de rechange sans fauteuil, frais de port payants calculés selon le poids total. Délais de livraison : 7 jours ouvrés (selon stocks)

Signature client (bon pour accord) :

Date :

Remarques :